

SINCE 1974



Sirtus  **Italia** / **50**[®]
ANNI SUL CAMPO

www.TeamSport-ID.com

LA SALUTE:
UNA SCELTA PROFESSIONALE





LA SALUTE: UNA SCELTA PROFESSIONALE ...DAL 1974



Nata nel 1974, **Sixtus Italia** [®] è leader di mercato nella distribuzione diretta a società sportive, negozi ed istituti medici e fisioterapici, di prodotti destinati alla salute ed al benessere fisico. Da circa dieci anni Sixtus ha iniziato la vendita nei mercati esteri dei prodotti a proprio marchio, con un successo crescente a testimonianza della qualità degli stessi.


La mission di Sixtus è garantire salute e massimo benessere fisico ai propri clienti tramite la prevenzione e la riabilitazione.

La Mission – che nel lontano 1974 appariva una chimera in un mondo, come lo sport, popolato da pochi qualificati “professionisti della salute” – è stata perseguita sin dall’inizio attraverso un modus operandi ben definito che basa il suo fondamento sulla scelta e lo sviluppo di prodotti di elevata qualità, la ricerca continua e la collaborazione con specialisti qualificati del settore medico e fisioterapico.

La leadership di Sixtus nel proprio settore è ben testimoniata dalla notorietà dei partners sportivi. Oltre alla **principali Federazioni**, l'azienda infatti è fornitore ufficiale anche della maggior parte dei club di calcio di serie A e B, come pure di numerose squadre di **basket, volley, rugby, ciclismo, hockey**, ecc. A tutto questo vanno aggiunti anche i più qualificati Istituti medici e fisioterapici ed i numerosi punti vendita che quotidianamente si avvalgono dei prodotti e dei servizi che Sixtus mette loro a disposizione.

“Ogni giorno diamo il massimo per cercare soluzioni innovative da proporre ai nostri clienti. Crediamo che per rimanere competitivi sia necessario guardarsi intorno e migliorarsi continuamente”, così parlano i fondatori dell'azienda e questo è lo spirito con cui Sixtus lavora da oltre 50 anni.

www.TeamSport-ID



THE PROFESSIONALS' CHOICE

- | | | |
|--|---|--|
|  Federazione Italiana Giuoco Calcio |  Famila Basket Schio |  Rayer Venezia |
|  Federazione Italiana Pallacanestro |  FC Internazionale Milano |  Rugby Calvisano |
|  FIJLKAM |  Feldi Eboli |  Savino Del Bene Volley Scandicci |
|  Lega Basket Femminile |  Frosinone Calcio |  S.S.C. Napoli |
|  A.C. Monza |  Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza |  Ternana Calcio |
|  A.C. Spezia |  Hellas Verona F.C. |  Torino F.C. |
|  ACF Fiorentina |  Igor Gorgonzola Novara |  Lidl Trek |
|  A.S. Cittadella |  Il Bisonte Firenze |  Trentino Volley |
|  A.S. Roma |  Italservice Pesaro Calcio a 5 |  Universo Treviso Basket |
|  Ascoli Calcio 1898 FC |  Juventus Football Club |  U.S. Cremonese |
|  Astana Cycling Team |  New Basket Brindisi |  U.C. Sampdoria |
|  Benevento Calcio |  Pallacanestro Brescia |  U.S. Sassuolo |
|  Bologna F.C. |  Vanoli Basket Cremona |  Virtus Pallacanestro Bologna |
|  Brescia Calcio |  Pallacanestro Olimpia Milano | |
|  Cagliari Calcio |  Pallacanestro Reggiana | |
|  Came Dosson C 5 |  Pallacanestro Varese | |
|  Como 1907 |  Parma Calcio 1913 | |
|  Cuneo Granda Volley |  Victoria Libertas Pesaro Basket | |
|  Derthona Basket |  Pisa Sporting Club | |
|  Empoli F.C. |  Pistoia Basket | |
| |  Powervolley Milano | |



PRODOTTI DI CONSUMO

CONSUMABILI

6

OLI, CREME E PRODOTTI PER MASSAGGIO 7

- Creme ed oli neutri 8
- Massaggio pre-gara 10
- Massaggio post gara 12
- Creme speciali sport 13
- Creme speciali per trattamento 15

BENDAGGI 17

- Bendaggio neuromuscolare e propriocettivo . . . 18
- Taping Classico e bendaggio adesivo funzionale 20

PRONTO INTERVENTO 31

- Cerotti anti infiammatori 32
- Ghiaccio 34

- Caldo-freddo 35
- Disinfettanti e cotone 36
- Medicazioni 37
- Accessori 44

LINEA PIEDI E MANI 47

- Creme e trattamenti 48
- Solette e talloniere 52
- Linea idrocolloidale 54
- Linea ortopedica Elastoft 56
- Accessori 57

VARI 58

- Nastro per calzettoni 59
- Accessori 59
- Agil Ball 60

ATTREZZATURE

63

BLUSIX MICRO 64

TUTORI E IMMOBILIZZATORI 67

- Tutori Actimove 68
- Tutori Medilast 72
- Immobilizzatori 74

ALLENAMENTO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 77

- PancaSix Evolution 78
- Lettini 80
- Elastici 87
- Prodotti per gli esercizi della mano 93

- Palle gonfiabili e compatte 94
- Ginnastica propriocettiva 95
- Articoli per esercizi vari 97
- Spalliere 98
- Accessori per il massaggio 99
- Kit Fibrolisi 101
- Cupping 101

ACCESSORI PER FISIOTERAPIE E FISIOTERAPISTI 103

- Flight Case 104

STRUMENTI DI MISURAZIONE 107

- Activforce 2 108

INTEGRATORI

111

- Integratori salini 112
- Carboidrati 114
- Energizzanti 116
- Proteine 117

- Barrette 119
- Orosolubili 122
- Omega 3 123
- Accessori 124

IGIENIZZANTI E DPI

127

- Igienizzanti 128
- Articoli di protezione 130

Sixtus
Italia

®
TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



OLI, CREME E PRODOTTI DA MASSAGGIO

Gli oli essenziali utilizzati nella formulazione di oli e creme provengono direttamente dalla natura dei prati alpini Bavaresi. Ad oltre 1000 m d'altezza crescono incontaminate piante di Rosmarino, Pino Mugo, Lavanda, Salvia, Menta, Eucalipto, Calendula, Erba di San Giovanni, Ginepro, Arnica e Camomilla.

Le tecnologie avanzate utilizzate dai laboratori tedeschi, mediante tecniche di estrazione a freddo dei principi attivi di foglie, gemme e fiori delle erbe alpine consentono la conservazione inalterata delle proprietà naturali delle piante, riducendo al minimo i rischi di allergia.

Creme e oli neutri ◀

Massaggio pre-gara ◀

Massaggio post-gara ◀


Creme speciali sport ◀

Creme speciali per trattamento ◀



CREME ED OLI NEUTRI

Nessuna terapia manuale è completa senza un giusto supporto: i prodotti presentati in questa categoria sono essenziali per qualsiasi massaggio. Le creme ed oli neutri sono indicati e complementari per manipolazioni fasciali, tecniche di sbloccamento e di massaggio; garantiranno maggiore confort al vostro paziente, durante il trattamento dando una sensazione meno dolorosa sulla zona d'interesse e, a voi, minore stress fisico diminuendo il vostro carico di lavoro.




NEUTRAL CREAM

Emulsione neutra per massaggi prolungati ad elevata scorrevolezza

Un supporto ideale ed un alleato indispensabile nei trattamenti quotidiani del fisioterapista.

Grazie ad un'ottimale combinazione di oli naturali è l'ideale per massaggi prolungati. Viene rapidamente assorbita dalla pelle, presenta una consistenza che favorisce l'azione del massaggiatore, con un impatto sulla cute particolarmente delicato. Sprigiona un profumo vitalizzante e lascia una piacevole sensazione sulla pelle.

| | |
|---|-----------|
| ml 500 | SIX0026 |
| ml 3000 | SIX0026/A |
| <i>Disponibile dosatore per formato</i> | |
| ml 3000 | SIX0027/T |



NEUTRAL OIL

Olio neutro ipoallergenico, ideale per massaggi prolungati con minime quantità di prodotto

Volutamente privo di profumazione, per ridurre al minimo rischi di allergie.

Penetra nella pelle con azione progressiva e si adatta ad essere miscelato ad altri prodotti Sixtus compresi gli oli essenziali..

| | |
|---|-----------|
| ml 500 | SIX0024 |
| ml 3000 | SIX0024/A |
| <i>Disponibile dosatore per formato</i> | |
| ml 3000 | SIX0025/T |



QUINTESENZE

Le Quintessenze nascono dalla combinazione di diversi oli essenziali. Possono essere utilizzate in combinazione ad altre creme e prodotti Sixtus. Sono utili sia per il massaggio manuale che per altri tipi di trattamento.

RELAX – olio particolarmente adatto al massaggio rilassante, aiuta a combattere l'affaticamento muscolare e lo stress. Con estratti di Lavanda, Arancio amaro, Bergamotto e Olio di limone.

| | |
|-------|---------|
| ml 20 | ZZS0100 |
|-------|---------|

TERMO ATTIVANTE – la combinazione delle proprietà degli oli essenziali della Maggiorana, dell'Eucalipto, del Timo e dell' Abete Siberiano concorrono all'incremento delle temperature nella zona soggetta a trattamento.

| | |
|-------|----------------------|
| ml 20 | ZZS0101 [®] |
|-------|----------------------|

TONIFICANTE – tonificante ed elasticizzante con estratti vegetali di Salvia Officinalis, Menta Piperita e Rosmarino.

| | |
|-------|---------|
| ml 20 | ZZS0102 |
|-------|---------|

A.E. – con estratti vegetali di Origano, Limone e Maggiorana. Azione drenante.

| | |
|-------|---------|
| ml 20 | ZZS0103 |
|-------|---------|

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



MASSAGGIO PRE-GARA

Il Massaggio Sportivo pre-gara è necessario nella fase preparatoria dell'atleta all'imminente sforzo fisico.

L'operatore attuerà delle pratiche volte a favorire la vascolarizzazione ed aumentare la temperatura muscolare locale. Il massaggio pre-gara ha inoltre l'importante funzione di prevenire o ridurre al minimo gli eventuali traumi muscolari o infortuni.



STARTOIL

Olio tonico per massaggio termoregolatore

Startoil si caratterizza per il suo effetto termoregolatore a seconda delle condizioni ambientali e della temperatura esterna, le sostanze eteree presenti nel prodotto contribuiscono a mantenere un microclima corporeo ideale (es. azione rinfrescante "mentolo", azione riscaldante "canfora").

Basato su fito-componenti naturalmente riscaldanti e dermoprotettivi predispone rapidamente all'impegno sportivo senza richiedere un massaggio prolungato. Startoil lascia sulla pelle una leggera ed impercettibile pellicola oleosa che, con effetto perdurante, contribuisce a proteggere da freddo e umidità.

Consigliato anche per l'automassaggio

| | |
|--------|---------|
| ml 100 | SIX0014 |
| ml 500 | SIX0015 |



STARTOIL LIGHT

Disponibile anche una formulazione meno concentrata 'LIGHT' rispetto alla versione classica.

| | |
|--------|---------|
| ml 500 | SIX0215 |
|--------|---------|



STARCREAM

Crema per il massaggio riscaldante ad assorbimento rapido

Ideale per chi pratica sport a basse temperature ed elevata umidità. Consigliato anche per gli sport acquatici.

Una volta applicata, grazie alla sua formulazione, l'emulsione permette di creare una patina protettiva ed idrorepellente capace di isolare e proteggere la pelle dal freddo e dall'umidità.

La confezione brevettata Airless permette alla crema all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendo inalterate le proprietà del prodotto.

ml 100

SIX0016/P



MASSAGE OIL LIMONE

Olio per il massaggio rinfrescante limone

Grazie ad un'ottimale combinazione di oli essenziali di limone, mandarino e arancia, questo prodotto è l'ideale per un massaggio rinfrescante, atto a ristabilire l'equilibrio cutaneo. Viene rapidamente assorbito dalla pelle e presenta una consistenza che favorisce l'azione dell'operatore.

Delicato sulla pelle, ha un profumo vitalizzante.

ml 500

SIX0028

TEAMSPORT-ID[®]
www.teamSport-ID.com



MASSAGGIO POST-GARA

Il massaggio Sportivo post-gara viene praticato subito dopo una competizione sportiva o un intenso allenamento.

È funzionale per l'atleta in quanto coadiuva al recupero muscolare, favorendo e velocizzando l'eliminazione dell'acido lattico e riducendo le conseguenze del DOMS.



SPORT RELAX BALSAM

Balsamo dopo-gara per il massaggio prolungato.

Con estratto di erbe alpine, CBD e Arnica Sport Relax Balsam è ideale come dopo gara per il massaggio prolungato tonificante e rilassante.

Sport Relax Balsam contribuisce ad accelerare i tempi di recupero dopo l'attività sportiva ed allo stesso tempo è ottimale per fornire l'idratazione necessaria alla pelle. A base di erbe alpine, favorisce l'equilibrio cutaneo e migliora lo stato fisiologico della pelle sottoposta a trattamento.

La consistenza fluido-cremosa lo rende particolarmente adatto a massaggi prolungati donando alla cute una sensazione di rinnovata freschezza.

ml 250

SIX0030/S

TEAMSPORT-ID
www.teamSport-ID.com



OLIO RELAX

Olio fluido da massaggio.

Olio fluido, ideale sia per il massaggio estetico-professionale sia per quello fisioterapico. Questa emulsione a base oleosa contiene un blend di oli vegetali di riso e girasole, in grado di dare una sensazione di leggerezza e setosità, e oli nutrienti, ad alto potere di diffusione, che favoriscono la manualità di qualsiasi tipo di massaggio.

Ideale per essere utilizzato in combinazione con essenze e oli essenziali.

ml 500

SIX0012/N



CREME SPECIALI SPORT

I principi attivi naturali, ricavati da piante officinali, sono utilizzati sin dall'antichità nella medicina tradizionale per trattamenti di diverse patologie come contratture e traumi muscolari. Dalla pianta cruda appena raccolta, alle sue secrezioni naturali ed infine ai suoi estratti, ognuno per uso e fini differenti.

Sixtus, da decenni produce creme ed oli curativi che, combinando la conoscenza terapeutica millenaria ai migliori metodi di distillazione e estrazione, le permette di offrire una vasta gamma prodotti di elevata qualità per migliorare le performance agonistiche.



LUBRICREAM

Crema dermo-protettiva per le zone del corpo sottoposte a sfregamento

Protegge e previene i problemi di arrossamento della pelle dove è maggiormente esposta allo sfregamento di indumenti ed attrezzi (es. interno coscia, addome, sottosella del ciclista e del cavaliere, zona ascella e fascia cardio del maratoneta ecc.). A base di erbe alpine e camomilla.

Confezione in plastica riciclata al 30%.

ml 125

SIX0032/B

TEAM SPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



SKINWAY

Freddo istantaneo in gel

Il gel grazie alla sua speciale composizione dona una sensazione di freddo istantaneo ad azione rinfrescante sulla pelle. Prodotto realizzato per un'applicazione rapida e veloce. Ideale anche per l'auto applicazione;

La confezione brevettata Airless permette al gel all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendo inalterate le proprietà del prodotto.

ml 100

SIX0004/FL



SIXTA K PLUS

Crema per affaticamento muscolare dopo l'impegno sportivo

A base di Arnica montana, Canfora, Mentolo, Rosmarinus officinalis e Hamamelis virginiana è ideale per il massaggio prolungato.

Consigliata per lenire il dolore muscolare dovuto a traumi o affaticamento dopo l'impegno sportivo, può essere utilizzata per massaggi ed impacchi.

La confezione brevettata Airless permette alla lozione all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendo inalterate le proprietà del prodotto.

ml 100

SIX0007/D

**SPORTPASTE PLUS****Crema per impacchi con Pelloide minerale**

A base di Pelloide minerale, Canfora, Mentolo, Metile salicilato e Tea Tree oil è una pasta cremosa con effetto rigenerante e detossinante da applicare sulla pelle. Il pelloide minerale è un particolare tipo di argilla che grazie alla sua capacità di trattenere calore ha un effetto eudermico, depurativo, assorbente. Contribuisce a ristabilire la corretta omeostasi cutanea. .

ml 250

SIX0006/B

**HEMAX****Crema per impacchi di primo intervento e per il benessere della cute e degli annessi cutanei**

A base di Mentolo, MSM, estratto di Ananas, estratto di Artiglio del diavolo, estratto di Centella asiatica. Si applica sulla pelle mediante massaggi circolari sulla parte interessata. Mentolo e Centella donano un piacevole effetto rinfrescante.

ml 100

SIX0058/I

**THERMOBALSAM****Crema protettiva dal freddo per mani e piedi**

L'applicazione di uno strato anche molto sottile di crema agisce come barriera di protezione neutralizzando la sensazione di freddo e stimolando le autodifese della pelle. Applicare la crema sulla parte desiderata prima dell'esposizione al freddo.

ml 125

SIX0037/S

ACCESSORI**ESTENSIBILE MINI ROLL****Mini Roller per impacchi**

Il film permette di fissare l'impacco su qualsiasi parte del corpo senza che la crema fuoriesca

Con il pratico dispenser in plastica l'applicazione risulta facile e veloce.

Miniroller da cm 12,5 x 6 pz.

ZZZ0095

Dispenser in plastica

ZZZ0096





CREME SPECIALI PER TRATTAMENTO



PHYSIOCREAM

| | |
|------|------------|
| kg 1 | ENG0028/P |
| kg 5 | ENG0028/PP |

TeamSport-ID[®]

www.TeamSport-ID.com

CREMA FLUIDA TECNOSIX



| | |
|------|-----------|
| kg 1 | ENG0028 |
| kg 5 | ENG0028/T |



GEL ULTRASOUND

| | |
|------|-----------|
| kg 1 | FIA0024/T |
|------|-----------|



TEAMSPOORT.IT
www.Teamsport.it.com

BENDAGGI

TeamSport-ID[®]

www.TeamSport-ID.com

In questa sezione sono presenti tutti i presidi che, con supporto di bende adesive e/o elastiche oppure semplici, opportunamente combinate, proteggono le singole strutture mio-tendinee e capsulo-legamentose da agenti patomeccanici, senza limitare la fisiologica biomeccanica articolare. Il loro uso è spesso post-traumatico, ma è consigliato dagli specialisti anche ad uso preventivo per diminuire possibili lesioni a carico di strutture vulnerabili o tendenzialmente soggette a traumi frequenti.

Bendaggio Neuromuscolare e Propriocettivo ◀

Taping Classico e Bendaggio Adesivo-funzionale ◀

BENDAGGIO NEUROMUSCOLARE E PROPRIOCETTIVO

La metodologia di bendaggio propriocettivo-neuromuscolare e drenante si basa su una tecnica riabilitativa di bendaggio in grado di stimolare un processo di autoguarigione del corpo. Questa si ottiene attraverso la stimolazione di una migliore circolazione sanguigna e linfatica, e di una migliorata funzione muscolare nell'area sottoposta a trattamento.

In ambito medico-sportivo e fisioterapico il bendaggio neuromuscolare propriocettivo, viene considerato un valido supporto nella cura dei microtraumi muscolari, garantendo il recupero funzionale e coadiuvando la terapia del dolore.

Dream[®]K

L'esclusivo taping registrato:

- è dotato di un supporto in cotone e spandex;
- è dotato di massa adesiva acrilica;
- non contiene lattice;
- si presenta sottile e resistente;
- la presenza di righe sulla carta protettiva garantisce maggiore semplicità nel taglio;
- ha il 140 % di estensibilità;
- è pretensionato del 10 %.



Disponibile nella misura cm 2,5 x 5m x 12 pz.

| | |
|---------|---------|
| Beige | DRM0022 |
| Azzurro | DRM0024 |

Disponibile nella misura cm 5 x 5m x 6 pz.

| | |
|---------|---------|
| Giallo | DRM0026 |
| Rosa | DRM0027 |
| Beige | DRM0028 |
| Rosso | DRM0029 |
| Azzurro | DRM0030 |
| Nero | DRM0031 |
| Bianco | DRM0113 |

Disponibile nella misura cm 7,5 x 5m x 4 pz.

| | |
|---------|---------|
| Giallo | DRM0032 |
| Beige | DRM0034 |
| Azzurro | DRM0036 |
| Nero | DRM0037 |

Disponibile nella misura cm 5 x 32m

| | |
|---------|-----------|
| Giallo | DRM0026/L |
| Rosa | DRM0027/L |
| Beige | DRM0028/L |
| Rosso | DRM0029/L |
| Azzurro | DRM0030/L |
| Nero | DRM0031/L |

CE



Disponibile nella misura cm 5 x 5 m x 6 pz.

| | |
|------------------|---------|
| Azzurro / Blu | DRM0100 |
| Bianco / Blu | DRM0101 |
| Nero / Blu | DRM0102 |
| Giallo / Rosso | DRM0103 |
| Rosso / Nero | DRM0104 |
| Arancio / Bianco | DRM0105 |
| Bianco / Nero | DRM0106 |

| | |
|----------------|---------|
| Bianco / Verde | DRM0107 |
| Bianco / Viola | DRM0108 |
| Giallo / Blu | DRM0109 |
| Rosso / Bianco | DRM0110 |
| Rosso / Blu | DRM0112 |
| Silver Beauty | DRM0111 |

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

ACCESSORI



DREAM CLEASING LOTION

Lozione per detergere la pelle prima e dopo i massaggi

| | |
|--------|---------|
| ml 200 | DRM0057 |
|--------|---------|

CE



FORBICI K

L'utilizzo delle forbici K in titanio garantisce una miglior tenuta del Dream K e del Dream K Tribe.

Questa tipologia di forbice permette di effettuare un taglio netto e preciso evitando lo sfilacciamento del tape che potrebbe inficiare la sua aderenza.

| | |
|-----------|---------|
| Forbici K | ZZS0006 |
|-----------|---------|

TAPING CLASSICO E BENDAGGIO ADESIVO-FUNZIONALE

Il bendaggio funzionale è un presidio di contenzione dinamica volto alla protezione ed al sostegno delle strutture muscolo-tendinee e/o capsulo-legamentose. Il bendaggio risulta efficace quando le bende estensibili sono opportunamente combinate e disposte. Con il termine bendaggio funzionale identifichiamo l'applicazione di tessuto elastico o rigido che supporta l'articolazione o i tessuti molli. Può essere utilizzato immediatamente dopo l'infortunio, durante la riabilitazione o come azione preventiva.

ADESIVO NON ELASTICO

STRAPPAL

Benda anelastica altamente adesiva

Lo Strappal è una benda utilizzata per la realizzazione di bendaggi funzionali e preventivi, che trova particolare applicazione nello sport.


Il taping è stato creato per agevolare la realizzazione di sistemi di contenzione per i segmenti muscolari tendinei e ossei.

Di seguito le caratteristiche:

- supporto tessile in viscosa;
- inestensibile e rigido per garantire un'ottima tenuta;
- margini appositamente studiati che ne permettono il taglio direttamente con le mani, senza che questo si sfilacci;
- forte aderenza;
- la colla viene spalmata per la lunghezza del bendaggio a strisce; questo assicura che la massa adesiva resista a forti sollecitazioni pur rimanendo altamente traspirante;
- latex free formula.

| | |
|------------------------|------------------|
| cm 2,5 x 14 m x 36 pz. | S+N0021/A |
| cm 4 x 14 m x 24 pz. | S+N0022/A |
| cm 5 x 14 m x 24 pz. | S+N0023/A |

CE





LEUKOTAPE P

Benda anelastica e rigida

| | |
|-----------------|---------|
| cm 3,8 x 13,7 m | BSN0155 |
| CE | |

SALVAPELLE



TENSOBAN SALVAPELLE

Schiuma poliuretanicca da utilizzare come base nella realizzazione del bendaggio adesivo

Caratteristiche:

- estremamente sottile 0,6/0,1 mm;
- leggermente elastico per facilitare il passaggio sulle articolazioni;
- elevata porosità per facilitare la traspirazione e la termo-dispersione durante l'esercizio fisico.

| | |
|----------------------|------------------------|
| cm 7 x 27 m x 12 pz. | S+N0024/D [®] |
| CE | |



www.TeamSport-ID.com

DREAM MOUSSE CUSHION

Cuscinetto adesivo

| | |
|-----------------|---------|
| cm 1,1 x 10 pz. | DRM0013 |
| cm 2,5 x 5 pz. | DRM0014 |



DREAM FOAM

Nastro poliuretano traspirante

| | |
|-------------|-----------|
| cm 7 x 27 m | DRM0012/F |
|-------------|-----------|



HEEL LACE

Cuscinetto protettivo per caviglia

| | |
|------------------------|---------|
| cm 7,6 x 7,6 cm x 2000 | MKW0014 |
|------------------------|---------|



SCHIUMA DI LATTICE

Schiuma di lattice in gomma ad elevata resistenza

Ideale per compressioni e protezioni articolari e/o muscolari.

| | |
|-------------------------|---------|
| cm 78 x cm 9,5 x cm 0,5 | ZZZ0014 |
| cm 78 x cm 9,5 x cm 1 | ZZZ0015 |

ADESIVO ELASTICO

TENSOPLAST
Benda elastica adesiva porosa

- Tessuto di alta qualità in cotone-viscosa garantisce un'ottima tenuta;
- elasticità del 70% circa garantendo compressione e tenuta costanti nel tempo;
- massa adesiva porosa che garantisce elevata traspirabilità;
- bordi soffici e liberi dall'adesivo che non si sfilacciano e non tagliano la pelle;
- la presenza di una linea gialla centrale facilita la corretta sovrapposizione della benda.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| cm 5 x m 4,5 x 12 pz. | S+N0004 |
| cm 5 x m 4,5 pz. singolo. | S+N0001 |
| cm 7,5 x m 4,5 x 12 pz. | S+N0005 |
| cm 7,5 x m 4,5 pz. singolo | S+N0002 [®] |
| cm 10 x m 4,5 x 12 pz. | S+N0006 |
| cm 10 x m 4,5 pz. singolo | S+N0003 |

CE

TeamSport-iD

www.TeamSport-iD.com


LIGHTPLAST PRO
Benda elastica adesiva

- Tessuto altamente estensibile e conformabile in cotone e poliammide;
- eccellente adesività grazie alla massa adesiva con lattice;
- massa adesiva porosa che rende il bendaggio ad elevata traspirabilità;
- reseccabile con le mani.

| | |
|--|------------------|
| cm 3,75 x 4,5 m (in tensione) x 32 pz. | BSN0190/A |
| cm 5 x 4,5 m (in tensione) x 24 pz.. | BSN0191/A |
| cm 7 x 4,5 m (in tensione) x 16 pz. | BSN0192/A |

CE





TENSOPLAST SPORT

Benda elastica adesiva ipoallergenica a memoria elastica variabile

- Eccellente adesività e tenuta grazie alla spalmatura della colla a strisce longitudinali;
- protettore in polietilene che assicura la stabilità della massa adesiva mantenendo inalterate le proprietà elastiche del supporto nel tempo;
- unica benda a memoria elastica variabile; fino ad un'estensione del 50 % ca. la benda si comporta come una normale benda elastica, recuperando interamente la sua lunghezza originale. Quando l'estensione supera il suo massimale (dopo 50%) la benda perde le sue proprietà tenso-elastiche e acquisisce una struttura completamente rigida e resistente ad ogni ulteriore sollecitazione.

| | |
|---------------|----------------|
| cm 3 x 2,5 m | S+N0013 |
| cm 6 x 2,5 m | S+N0014 |
| cm 8 x 2,5 m | S+N0015 |
| cm 10 x 2,5 m | S+N0016 |

CE

ACRYLASTIC



Benda elastica adesiva ipoallergenica con massa adesiva acrilica

- Ideale per il bendaggio in caso di insufficienze venose e linfatiche;
- per i bendaggi compressivi di sostegno e per i bendaggi protettivi e di supporto;
- facile rimozione;
- radiotrasparente;
- supporto in cotone 100 % con elasticità del 60 %;
- massa adesiva acrilica;
- latex free formula.

| | |
|---------------|----------------|
| cm 6 x 4,5 m | BSN0012 |
| cm 8 x 4,5 m | BSN0013 |
| cm 10 x 4,5 m | BSN0014 |

CE

TRICOPLAST



Benda bielastica ipoallergenica con massa adesiva acrilica

- Elasticità bidirezionale (60% longitudinale e 30 % trasversale);
- radiotrasparente;
- 100% cotone
- Ideale per:
- bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli e delle articolazioni;
- bendaggi protettivi e di supporto per traumi muscolari, legamentosi ed articolari;
- bendaggi funzionali;
- bendaggi per facilitare il ritorno venoso e linfatico.

| | |
|---------------------------|------------------|
| cm 6 x 4,5 m in tensione | BSN0080/A |
| cm 8 x 4,5 m in tensione | BSN0081 |
| cm 10 x 4,5 m in tensione | BSN0081/A |

CE

COESIVA ELASTICA



ELASTOMULL HAFT L.F.

Benda elastica coesiva per il fissaggio della medicazione

- Indicata per il fissaggio delle medicazioni su ogni parte del corpo ed in particolare sulle articolazioni maggiormente soggette a movimento;
- indicata per il fissaggio di stecche e splint;
- alta elasticità anche dopo l'uso prolungato;
- ipoallergenica, supporto in cotone 40 %, viscosa 30 %, poliammide 30% rivestito con polimero sintetico privo di lattice;
- fissaggio facile e sicuro, esclude il rischio della congestione o di costrizione quando applicata correttamente;
- latex free formula.

| | |
|-------------|------------------------|
| cm 6 x 4 m | BSN0001/L [®] |
| cm 8 x 4 m | BSN0002/L |
| cm 10 x 4 m | BSN0003/L |

CE

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

TENSOPLUS

Benda elastica coesiva a forte contenzione e fissaggio

- La punteggiatura in lattice conferisce alla benda elevata auto-aderenza;
- la benda aderisce solo su sé stessa e mai alla pelle o agli indumenti;
- la coesività assicura al bendaggio una stabilità sostenuta nel tempo;
- confortevole e traspirante evita l'alterazione della cute;
- non provoca danni durante la rimozione;
- reseccabile con le mani;
- cotone 11,5 %, Viscosa 85,5 %, elastane 3;
- lattice naturale.

| | |
|-------------|---------|
| cm 8 x 3 m | S+N0026 |
| cm 10 x 3 m | S+N0027 |

CE





GAZOFIX

Benda elastica coesiva di supporto leggero

Il suo utilizzo è indicato:

- per il fissaggio di medicazioni e stecche in corrispondenza delle articolazioni;
- come strato antiscivolo e protezione cutanea per bendaggi funzionali e compressivi;
- come bendaggio protettivo per ingessature, bendaggi in gel di zinco e funzionali;
- come bendaggio di supporto per distorsioni;
- 40 % cotone e 60% poliammide, con lattice naturale;
- tessuto ultrasottile;
- la fasciatura non limita i movimenti.

| | |
|-------------|----------------|
| cm 6 x 4 m | BSN0009 |
| cm 8 x 4 m | BSN0010 |
| cm 10 x 4 m | BSN0011 |

CE



CO-PLUS

Benda elastica coesiva auto aderente flessibile

- Resistente e di lunga durata grazie al supporto in tessuto non tessuto che possiede un'elasticità del 180%;
- grazie alla elevata flessibilità, viene utilizzata maggiormente sulle estremità (mani e piedi) o per concludere un bendaggio alle piccole articolazioni;
- supporto e compressione stabili, grazie alla combinazione di fibre elastomeriche (nylon e viscosa) e la presenza di lattice;
- la benda aderisce solo su sé stessa e non a pelle o peluria, favorendo una rimozione facile ed indolore;
- lunghezza di 6,3 metri. È possibile completare il bendaggio dalle dita del piede al ginocchio con una sola fascia.

| | |
|--------------------------|------------------|
| cm 2,5 x 6,3 m x 5 bende | S+N0110/A |
| cm 5 x 6,3 m | S+N0112 |
| cm 7,5 x 6,3 m | S+N0113 |
| cm 10 x 6,3 m | S+N0114 |
| cm 15 x 6,3 m | S+N0115 |

CE

Il **Co-plus** è disponibile anche nella versione **Latex Free**, in colore rosso.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| cm 7,5 x 4,5 m | BSN0057 |
| cm 10 x 4,5 m | BSN0058 |
| cm 7,5 x 4,5 m colori assortiti | BSN0350 |
| cm 10 x 4,5 m colori assortiti | BSN0351 |

CE

NON ADESIVO ELASTICA



TENSOLASTIC

Benda elastica di fissaggio e supporto di stecche e medicazioni

- Lavabile e riutilizzabile;
- si adatta in modo eccellente ai contorni del corpo;
- leggera e forte per applicazioni di lunga durata;
- supporto stabile che assicura una performance controllata;
- linea guida centrale per una corretta applicazione;
- cotone 60%, poliammide 39%, elastane 1%.

| | |
|----------------------|-------------------|
| cm 6 x 5 m x 10 pz. | S+N0106/AA |
| cm 8 x 5 m x 10 pz. | S+N0107/A |
| cm 10 x 5 m x 10 pz. | S+N0108/A |
| cm 15 x 5 m x 10 pz. | S+N0109/A |

CE

COMPRILAN

Benda compressiva a corta estensibilità (90%)

- Indicata nei bendaggi compressivi per indicazione flebologiche e linfologiche;
- sterilizzabile e di lunga durata;
- alta stabilità dei bordi;
- a riposo esercita una pressione molto bassa; molto alta, invece, in attività;
- se lavata delicatamente a temperature non elevate, mantiene inalterate le proprie caratteristiche
- 100 % cotone;
- latex Free Formula.

Le clip di fissaggio contengono lattice di gomma naturale.

| | |
|-------------|------------------|
| cm 6 x 5 m | BSN0015 |
| cm 8 x 5 m | BSN0016 |
| cm 10 x 5 m | BSN0017 |
| cm 12 x 5 m | BSN0017/A |

CE





PRODOTTI PROFESSIONALI PER IL TAPING



TENSOSPRAY

Spray adesivo per il fissaggio di bende elastiche e cerotti anelastici

- Crea sulla cute un film protettivo adesivo;
- facile e rapido da applicare;
- si rimuove con acqua e sapone.

| | |
|---------|---------|
| ml 300 | S+N0025 |
| CE 0124 | |



LEUKOTAPE REMOVER

Preparato a base alcolica per la rimozione di bende e cerotti adesivi

- La sua formulazione permette la rimozione indolore del bendaggio e dell'adesivo residuo sulla cute.

| | |
|--------|---------|
| ml 350 | BSN0063 |
| CE | |

TEAMSPORT-ID
 www.TeamSport-ID.com

BENDE ALL'OSSIDO DI ZINCO

Le bende all'ossido di zinco, sono particolarmente consigliate per bendaggi di supporto lenitivo. In particolar modo per: distorsioni, contusioni, lussazioni, tendosinoviti, terapie successive ad ingessature e per il trattamento di edemi post-traumatici.



GELOSTRETCH

Benda conformabile biestensibile con gel all'ossido di zinco

- Estensibile longitudinalmente e trasversalmente;
- senza memoria elastica;
- facilmente modellabile ed adattabile ad ogni articolazione;
- esercita una pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività;
- offre forte resistenza alla dilatazione muscolare;
- utilizzabile senza guanti, facile da applicare e da modellare;
- ideale per bendaggi a lunga permanenza;
- viscosa 76 % e 24 % cotone;
- ossido di zinco 12,1%;
- latex Free Formula.

| | |
|---------------------|-----------|
| cm 10 x 7m x 10 pz. | BSN0008/A |
| cm 8 x 5 m | BSN0016 |
| cm 10 x 5 m | BSN0017 |
| cm 12 x 5 m | BSN0017/A |
| CE | |

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



GELOCAST

Benda anelastica in garza pronta all'uso, con gel all'ossido di zinco per bendaggio semi-rigido

- Esercita una pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività;
- offre forte resistenza alla dilatazione muscolare;
- utilizzabile senza guanti, facile da applicare e da modellare;
- ideale per bendaggi a lunga permanenza;
- latex Free formula;
- cotone 100%;
- ossido di zinco 12,1%.

| | |
|--------------------|-----------|
| cm 10 x 7m x 5 pz. | BSN0007/A |
| CE | |



GELOCAST ELASTIC



Benda monoelastica con pasta all'ossido di zinco.

- Utile nei trattamenti successivi alla rimozione del gesso;
- estensibilità 60 %+/- 10 %;
- confezionata singolarmente in busta di alluminio e scatola;
- 71 % viscosa, 29 % poliammide;
- ossido di zinco 12,1 %;
- latex free.

| | |
|---------------------|------------|
| cm 10 x 7m x 10 pz. | BSN0082/EE |
| CE | |

ICHTHOPASTE



Benda all'ossido di zinco ed ittolo per cuti sensibili

- Non aderisce e rimane umida a lungo;
- facile da rimuovere;
- ossido di zinco 6,32%;
- ittolo 2.0 %;
- latex free formula.

| | |
|-------------|---------|
| cm 7,5 x 6m | S+N0122 |
| CE0086 | |

TeamSport-iD[®]
www.TeamSport-iD.com

VISCOPASTE



Benda all'ossido di zinco adatta all'impiego su cute sensibile

- Non aderisce e rimane umida a lungo;
- facile da rimuovere;
- prodotto realizzato in modo da rilasciare una quantità sicura ed efficace di ossido di zinco;
- tessuto in cotone 100%;
- ossido di zinco 10%;
- latex free formula.

| | |
|-----------|---------|
| cm 7 x 6m | S+N0121 |
| CE0086 | |



TeamSport-ID[®]

www.TeamSport-ID.com

PRONTO INTERVENTO

TeamSport-ID[®]
www.TeamSport-ID.com

Durante lo svolgimento della pratica sportiva è importante dotarsi dei prodotti necessari per far fronte all'emergenza di un eventuale infortunio.

La nostra gamma di prodotti è in grado di garantire elevata efficacia negli interventi di primo soccorso.

-
- Cerotti anti infiammatori ◀
 - Ghiaccio ◀
 - Caldo-Freddo ◀
 - Disinfettanti e cotone ◀
 - Medicazioni ◀
 - Accessori ◀



CEROTTI ANTI INFIAMMATORI



DREAM PATCH

Cerotti per dolori articolari e muscolari

Aiuta da alleviare dolori, stiramenti, contusioni. Questo cerotto innovativo è stato studiato con una formula speciale per sfruttare al meglio gli effetti benefici dei suoi "Principi Attivi".

BENEFICI

- Stiramenti muscolari e contratture
- Lievi distorsioni articolari
- Dolori reumatici
- Dolori mestruali
- Pronto per l'uso
- Nessuna controindicazione

Confezione da 10 cerotti 9x14 cm

DRM0220

TeamSport-iD.com

EFFETTO LENITIVO



Arnica



Artiglio del diavolo



Salice - Boswellia - Canfora



SENZA
MEDICINALI



100% INGREDIENTI
ATTIVI NATURALI



TESTATO
DERMATOLOGICAMENTE



24h
AZIONE
CONTINUA



DREAM PATCH HOT

Cerotti per dolori articolari, muscolari e cervicali

Questo cerotto innovativo è stato studiato con una formula speciale per sfruttare al meglio gli effetti benefici dei suoi "Principi Attivi". VBE è un agente termogenico solubile in olio. Una volta a contatto con la pelle, esercita effetti termogenici delicati e di lunga durata, tra cui la stimolazione degli strati sottocutanei della pelle e l'aumento della temperatura cutanea. Poiché è molto stabile e sicuro, VBE è la scelta eccellente per i prodotti antidolorifici nella medicina funzionale.

BENEFICI

- Stiramenti muscolari e contratture
- Lievi distorsioni articolari
- Dolori reumatici
- Dolori cervicali
- Pronto per l'uso
- Nessuna controindicazione



Confezione da 6 cerotti 9x14 cm

DRM0221

EFFETTO LENITIVO

-  *Arnica*
-  *Artiglio del diavolo*
-  *Salice - Boswellia - Canfora*

EFFETTO CALDO

-  *Estratto di vaniglia*



EFFETTO CALDO



SENZA MEDICINALI



100% INGREDIENTI ATTIVI NATURALI



TESTATO DERMATOLOGICAMENTE



24h AZIONE CONTINUA

GHIACCIO



GELO SPRAY

Il ghiaccio in spray è la soluzione ottimale per lenire, nell'immediato, i dolori causati da contusioni o cadute.

Prodotto sicuro contro le ustioni da freddo.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Professional ml 300 | SIX0001/A |
| Color ml 300 | SIX0003/A |
| Ghiaccio Spray ml 400 | NTS0010 |

CE 0564



FREDDO ISTANTANEO

Busta monouso per uso immediato. Permette di agire tempestivamente su ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie e in tutti i casi in cui sia necessario un intervento di crioterapia.

La busta mantiene per circa 30 minuti una temperatura tra 0 e -4 gradi.

Contiene una miscela di Sali azotati e acqua. Non contiene nitrato di ammonio.

| | |
|-----------------------|------------------|
| POLARIS busta monouso | DIS0001/A |
|-----------------------|------------------|

CE 0564

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



BORSE GHIACCIO

Cotone gommato con imboccatura Ø 6 cm per facilitare l'introduzione dei cubetti di ghiaccio.

| | |
|--|------------------|
| | ZZZ0093/B |
|--|------------------|

Gomma felpata, resistente e duratura.

Il particolare tipo di tessuto evita la formazione di condensa sulla pelle.

| | |
|--|------------------|
| | ZZZ0093/A |
|--|------------------|



FASCE PORTA BORSA DEL GHIACCIO

| | |
|---|------------------|
| Neoprene professional | NIK0096 |
| Neoprene economy | NIK0096/B |
| Tutore avvolgente in neoprene per spalla con foro porta borsa | NIK0120/A |



CALDO-FREDDO

CALDO ISTANTANEO

Busta monouso pronta all'uso. Da applicare sulla zona interessata da reumatismi muscolari, torcicollo, ipotermia ed in tutti i casi in cui si necessiti dell'applicazione del caldo.

La busta mantiene per circa 30 minuti una temperatura fino ad un massimo di 50°.

La pratica confezione in TNT contiene magnesio solfato anidro e acqua.

| | |
|---------------|-----------|
| busta monouso | DIS0004/H |
|---------------|-----------|

CE0564

CUSCINETTO CALDO-FREDDO

Busta riutilizzabile a doppio uso.

Per ottenere l'effetto "borsa del ghiaccio" raffreddare in freezer.

Per ottenere, invece, l'effetto "borsa dell'acqua calda" immergerla nell'acqua bollente o riscaldarla al microonde.

Non utilizzare direttamente sulla cute.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Physiopack cm 12 x 29 | S+N0125/A |
| Physiopack cm 16 x 26 | S+N0126/A |
| Polaris cm 16 x 22 | DIS0003/A |

CE



FASCE RIUTILIZZABILI PORTA CUSCINETTO CALDO-FREDDO

| | |
|--|------------|
| Bianca in TNT cm 6 x 22 | NIK0097/A |
| Azzurra in Neoprene e Nylon cm 19 x 30 | NIK0097/AA |

DISINFETTANTI E COTONE



NOVALCOL

Disinfettante a rapida azione antibatterica sulla pelle, attivo contro i batteri Gram+ e Gram-

- Disinfetta delicatamente permettendo una completa igiene della cute;
- delicata profumazione;
- utile laddove si necessiti un'azione antibattericida cutanea specifica.

| | |
|--------|-----------|
| ml 250 | PHA0021/G |
|--------|-----------|



ACQUA OSSIGENATA

Acqua ossigenata stabilizzata a 10 volumi
PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3%.

- Indicata per una corretta igiene della cute non lesa,
- non brucia.

| | |
|--------|---------|
| ml 250 | PHA0020 |
|--------|---------|



PHARMAIODIO

Battericida e virucida

Trova applicazione nella disinfezione della cute prima delle iniezioni e nella preparazione del campo operatorio antisettico della cute integra.

| | |
|--------|---------|
| ml 125 | PHA0022 |
|--------|---------|



COTONE IDROFILO SIXTUS

- 100 % cotone;
- non sterile;
- per uso sanitario.

| | |
|--------|---------|
| gr 100 | PHA0023 |
|--------|---------|

CE

STOP HEMO

Tamponi nasali emostatici in cellulosa naturale

| | |
|-------|-----------|
| 5 pz. | ZZZ0137/P |
|-------|-----------|

CE

COTONE EMOSTATICO

| | |
|--------|-----------|
| gr 2,5 | ZZZ0142/Z |
|--------|-----------|

CE

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



MEDICAZIONI



GARZE PURA SOFT

Comprese di garza idrofila sterile per tamponamento e protezione di lesioni cutanee e ferite superficiali

| | |
|---|----------------|
| Pura Soft Comprese TNT cm 18 x 40 x 12 pz. | SAL0041 |
| Pura Soft Comprese TNT cm 36 x 40 x 12 pz. | SAL0042 |
| Pura Soft TNT cm 10 x10 x 25 pieghe x 4 pz. | SAL0040 |
| Pura Garza cotone cm 10 x 10 x 100 pz. | SAL0043 |
| Pura Garza compresse cotone cm 18 x 40 x 12 pz. | SAL0044 |
| Pura Garza cotone cm 36 x 40 x 12 pz. | SAL0045 |

CE0373



CUTICELL CLASSIC

Garza sterile impregnata alla paraffina

Bassa aderenza per non interferire con lo strato superficiale della ferita; aiuta a mantenere un ambiente umido per favorire la guarigione; la paraffina ha un effetto lenitivo sulla ferita; latex free formula.

| | |
|--|----------------|
| Pura Soft Comprese TNT cm 18 x 40 x 12 pz. | BSN0257 |
| Pura Soft Comprese TNT cm 36 x 40 x 12 pz. | BSN0258 |

CE0124



CUTICELL CONTACT

Medicazione sterile di contatto in silicone conformabile

- Elevata flessibilità;
- rimozione atraumatica;
- le perforazioni evitano che si crei essudazione e fenomeni di macerazione;
- ideale per: ferite chirurgiche, abrasioni, ustioni, lesioni croniche, lacerazioni, vesciche, lesioni della cute.
- aderente solo su un lato;

| | |
|---------------------|------------------|
| cm 5 x 7,5 x 5 pz. | BSN0185/A |
| cm 7,5 x 10 x 5 pz. | BSN0186/A |
| cm 10 x 18 x 5 pz. | BSN0187/A |
| cm 15 x 25 x 5 pz. | BSN0188/A |

CE0124



CUTISORB

Compresa assorbente per il trattamento delle ferite essudanti

- Alta assorbenza;
- sostituzione indolore delle compresse;
- non interferisce con l'epitelizzazione;
- effetto ammortizzante.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| cm 10 x 10 x 25 pz. Sterile | BSN0085 |
| cm 10 x 10 x 100 pz. Non Sterile | BSN0086 |

CE0124

TeamSport-ID.com

FISSAGGIO MEDICAZIONE

ELASTOMULL 1

Benda elastica per il fissaggio della medicazione

- Indicata per il fissaggio delle medicazioni su ogni parte del corpo ed in particolare sulle articolazioni maggiormente soggette a movimento;
- alta elasticità anche dopo l'uso prolungato;
- è possibile realizzare un bendaggio sicuro in pochi giri;
- benda ipoallergenica ad elevato contenuto di fibre naturali (42 % di cotone, 29 % viscosa, 29 % poliammide);
- latex free formula.

| | |
|-------------|---------|
| cm 6 x 4 m | S+N0189 |
| cm 8 x 4 m | S+N0190 |
| cm 10 x 4 m | S+N0191 |

CE

TENSOGRIP 3

Supporto tubolare elastico per la compressione e il supporto leggero dei tessuti molli e delle lesioni alle articolazioni

- Garantisce libertà di movimento;
- lavabile e riutilizzabile senza alcuna perdita di prestazioni..

| | |
|--------------------|-----------|
| A - cm 4,5 x 10 m | S+N0047/A |
| B - cm 6,25 x 10 m | S+N0047/B |
| C - cm 6,75 x 10 m | S+N0048 |
| D - cm 7,75 x 10 m | S+N0048/D |
| E - cm 8,75 x 10 m | S+N0048/E |
| F - cm 10 x 10 m | S+N0048/F |
| G - cm 12 x 10 m | S+N0048/G |

CE

RETELAST 2

Rete elastica tubolare per la contenzione delle medicazioni

| | |
|--|---------|
| Retelast cal. 1 Ø mm 13 ÷ 150 <i>Mano, Polso, Piede, Caviglia</i> | MET0011 |
| Retelast cal. 2 Ø mm 15 ÷ 200 <i>Mano, Polso, Piede, Caviglia, Braccio, Gamba, Gomito</i> | MET0012 |
| Retelast cal. 3 Ø mm 18 ÷ 220 <i>Braccio, Gamba, Gomito</i> | MET0013 |
| Retelast cal. 4 Ø mm 22 ÷ 270 | MET0014 |
| Retelast cal. 5 Ø mm 25 ÷ 320 | MET0015 |

CE

| | |
|--|---------|
| Retelast cal. 6 Ø mm 42 ÷ 600 | MET0016 |
| Retelast cal. 7 Ø mm 56 ÷ 700 | MET0017 |
| Retelast cal. 8 Ø mm 63 ÷ 780 <i>Torace, Bacino</i> | MET0018 |
| Retelast cal. 9 Ø mm 72 ÷ 900 | MET0019 |
| Retelast cal. 10 Ø mm 85 ÷ 1150 | MET0020 |
| Rete tubolare elastica Easy head (x 10 pz.) | MET0003 |
| Rete tubolare elastica Easy arm (x 10 pz.) | MET0002 |

1



2



3





HYPAFIX 4

Garza autoadesiva per il fissaggio delle medicazioni estese

- Supporto in TNT conformabile;
- delicato sulla pelle;
- pellicola protettiva pretagliata in senso longitudinale per facilitarne l'applicazione;
- latex free formula.

| | |
|--------------|---------|
| cm 5 x 10 m | S+N0068 |
| cm 10 x 10 m | S+N0069 |
| cm 15 x 10 m | S+N0070 |
| cm 20 x 10 m | S+N0071 |
| cm 30 x 10 m | S+N0072 |

CE

LEUKOPLAST

Cerotto a forte tenuta per pelli normali

- Supporto in viscosa, massa adesiva a base di caucciù ed ossido di zinco;
- forte aderenza iniziale e permanente;
- permeabile all'acqua ed al vapore acqueo;
- idrorepellente.

| | |
|------------------------|-----------|
| cm 1,25 x 5 m x 24 pz. | BSN0355/A |
| cm 2,5 x 5 m x 12 pz. | BSN0356/A |
| cm 5 x 5 m x 6 pz. | BSN0357/A |

CE

LEUKOPLAST S 5

Cerotto bianco in ronchetto per il fissaggio di medicazioni e per il fissaggio di bendaggi elastici


- Indicato per pelli normali;
- elevato potere adesivo iniziale e permanente;
- resecabile con le mani.

| | |
|------------------------|---------|
| cm 1,25 x 5 m x 24 pz. | BSN0043 |
| cm 2,5 x 5 m x 12 pz. | BSN0044 |
| cm 5 x 5 m x 6 pz. | BSN0045 |

CE



4



LEUKOPOR

Cerotto in TNT indicato per pelli estremamente sensibili

- Supporto in TNT di poliestere/viscosa, dotato di proprietà idrorepellenti;
- elevata aderenza;
- molto ben tollerato dalla pelle;
- resecabile con le mani;
- permeabile all'aria e al vapore acqueo;
- rimozione indolore. Non lascia residui;
- latex free formula.

| | |
|--------------------------|---------|
| cm 2,5 x 9,2 m x 12 pz. | BSN0035 |
| cm 1,25 x 9,2 m x 24 pz. | BSN0036 |
| cm 5 x 9,2 m x 6 pz. | BSN0037 |

CE

LEUKOSILK S

Cerotto universale per pelli sensibili

- Supporto in acetato di cellulosa con buona resistenza alla trazione;
- elevata aderenza;
- molto ben tollerato dalla pelle;
- resecabile con le mani, anche longitudinalmente;
- radiotrasparente;
- termostabile da -40° a +70° C;
- latex free formula.

| | |
|--------------------------|---------|
| cm 1,25 x 9,2 m x 24 pz. | BSN0046 |
| cm 2,5 x 9,2 m x 12 pz. | BSN0047 |
| cm 5 x 9,2 m x 6 pz. | BSN0048 |

CE



5

MEDICAZIONE POST OPERATORIE

LEUKOMED

Medicazione post-operatoria sterile in TNT



- massa adesiva in poliacrilato, delicata sulla pelle e non lascia residui;
- compressa ad alto assorbimento per le ferite secernenti;
- strato di contatto con la ferita in polipropilene a bassa aderenza;
- permeabile all'aria ed al vapore acqueo;
- latex free formula.

| | |
|------------------------|------------------|
| cm 7,2 x 5 cm x 50 pz. | BSN0102/A |
| cm 8 x 10 cm x 50 pz. | BSN0103/A |
| cm 8 x 15 cm x 50 pz. | BSN0104/A |
| cm 10 x 20 cm x 50 pz. | BSN0105/A |

CE0124



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

LEUKOMED T

Medicazione post-operatoria sterile trasparente



- consigliata per ferite non secernenti in via di guarigione;
- impermeabile;
- garantisce protezione dallo sfregamento, dallo sporco e dai batteri.

| | |
|------------------------|------------------|
| cm 7,2 x 5 cm x 50 pz. | BSN0145/A |
| cm 8 x 10 cm x 50 pz. | BSN0146/A |
| cm 11 x 4 cm x 50 pz. | BSN0147/A |

CE0124

LEUKOMED T PLUS

Medicazione post-operatoria sterile trasparente con tampone assorbente



- compressa a bassa aderenza ed elevato assorbimento. Mantiene la ferita asciutta senza aderire al tessuto e riducendo al minimo il dolore durante la rimozione;
- massa adesiva ipoallergenica;
- latex free formula.

| | |
|------------------------|------------------|
| cm 7,2 x 5 cm x 50 pz. | BSN0140/A |
| cm 8 x 10 cm x 50 pz. | BSN0141/A |
| cm 8 x 15 cm x 50 pz. | BSN0142/A |
| cm 11 x 4 cm x 50 pz. | BSN0143/A |

CE0124



LEUKOMED CONTROL

Medicazione adesiva trasparente con tampone assorbente in idrogel

- Leukomed® Control combina una tecnologia idropolimerica altamente innovativa con i benefici protettivi e completamente trasparenti del film Leukomed®;
- grazie alla straordinaria trasparenza delle pellicole e del cuscinetto idropolimerico, l'ispezione delle ferite ed il rilevamento precoce delle infezioni è agevole in qualsiasi momento senza bisogno di sostituire la medicazione;
- composizione completamente trasparente;
- pellicola ultrasottile ed adattabile per una sensazione di seconda pelle;
- barriera sterile: protegge in modo affidabile contro acqua, batteri e contaminanti;
- traspirante.

| | |
|-----------------------|----------------|
| cm 5 x 7 cm x 10 pz. | BSN0480 |
| cm 7 x 10 cm x 10 pz. | BSN0481 |
| cm 8 x 15 cm x 10 pz. | BSN0482 |
| cm 10 x 24 cm x 5 pz. | BSN0483 |
| cm 10 x 35 cm x 5 pz. | BSN0484 |

CE0124

LEUKOMED SORBACT

Medicazione autoadesiva sterile

- la medicazione chirurgica Leukomed Sorbact aiuta a proteggere le ferite dalla contaminazione esterna e grazie al suo strato di contatto rivestito con Sorbactr, aiuta a ridurre la colonizzazione dei microbi dannosi;
- disattiva in modo irreversibile i batteri attraverso l'interazione idrofobica;
- aiuta a mantenere intatta la parete cellulare batterica, consentendo la guarigione naturale della ferita e la prevenzione a lungo termine delle infezioni;
- film adesivo trasparente ed impermeabile.

| | |
|------------------------|----------------|
| cm 5 x 7,2 cm x 20 pz. | BSN0490 |
| cm 8 x 10 cm x 20 pz. | BSN0491 |
| cm 8 x 15 cm x 20 pz. | BSN0492 |
| cm 10 x 20 cm x 20 pz. | BSN0493 |
| cm 10 x 25 cm x 20 pz. | BSN0494 |
| cm 10 x 30 cm x 20 pz. | BSN0495 |
| cm 10 x 35 cm x 20 pz. | BSN0496 |

CE0124

CUTIMED SILTEC B

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato di contatto in silicone con bordo adesivo

- il silicone che aderisce con la ferita garantisce una leggera aderenza, proteggendo il tessuto di nuova formazione in modo ottimale;
- la schiuma in poliuretano garantisce un assorbimento efficace dell'essudato;
- impermeabile.

| | |
|------------------------|-------------------|
| cm 10 x 30 cm x 20 pz. | BSN0256/B |
| cm 10 x 35 cm x 20 pz. | BSN0256/BA |

CE0124



TEAMSPORT-ID

www.TeamSport-ID.com

CEROTTI



CEROTTO SPRAY

Cerotto spray ad applicazione rapida per piccole ferite ed abrasioni

Il contenuto vaporizzato sulla pelle forma istantaneamente un filtro protettivo, garantendo una rapida azione contro i batteri. La pellicola è elastica, traspirante, duratura ed idrorepellente. Si rimuove con l'alcool.

| | |
|-------|-----------|
| ml 40 | SIX0010/Z |
|-------|-----------|

CE 0373

LEUKOPLAST

Cerotto adesivo

Latex free

| | |
|------------------------|---------|
| cm 1,9 x 7,6 x 100 pz. | BSN0075 |
|------------------------|---------|

| | |
|------------------------|---------|
| cm 2,5 x 7,6 x 100 pz. | BSN0076 |
|------------------------|---------|

Barrier: resistente allo sporco e all'acqua

| | |
|------------------------|------------|
| cm 6,3 x 2,2 x 100 pz. | BSN0083/BC |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| cm 5 x 7,2 x 100 pz. | BSN0083/BA |
|----------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| cm 7,2 x 2,2 x 100 pz. | BSN0083/BB |
|------------------------|------------|

Elastico

| | |
|------------------------------|-----------|
| 40 pz. x 4 formati assortiti | BSN0100/A |
|------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| 20 pz. x 2 formati assortiti | BSN0101/S |
|------------------------------|-----------|

CE

LEUKOSAN WOUND CLOSURE STRIP

Cerotto per sutura cutanea

- Chiusura atraumatica per ferite;
- tenuta sicura, ridotto rischio di infezione e buon risultato estetico finale;
- gli angoli arrotondati e l'eccellente potere adesivo fanno sì che il cerotto non si arrotoli o si stacchi;
- sterilizzato ad Ossido di Etilene;
- latex free formula.

| | |
|--------------------------|-----------|
| mm 6 x mm 38 x 12 strip. | BSN0149/S |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| mm 3 x mm 75 x 10 strip. | BSN0150/S |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| mm 6 x mm 75 x 6 strip. | BSN0151/S |
|-------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| mm 12 x mm 100 6 strip x 50 buste | BSN0153/A |
|-----------------------------------|-----------|

CE





LEUKOPLAST SOFT WHITE

Cerotto per pelli sensibili

- Massa adesiva acrilica delicata sulla pelle;
- alta permeabilità all'aria ed al vapore acqueo;
- supporto morbido e conformabile in TNT;
- compressa ad alto assorbimento laminata con un film di polietilene ;
- rimozione facile ed indolore;
- aderenza sicura sia iniziale e permanente.



| | |
|-------------------------|-----------|
| Striscia TNT cm 6 x 5 m | BSN0061/A |
| Striscia TNT cm 8 x 5 m | BSN0062/A |



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Strip TNT 19 mm x 72 mm x 100 pz. | BSN0087S |
| Strip 38 mm x 72 mm x 100 pz. | BSN0088S |
| 20 pezzi assortiti in TNT | BSN0113 |

CE

ACCESSORI



KIT CHIRURGIA CON SUTURA

Il Kit contiene:

- 1 telo 2 strati cm 33 x 48;
- 1 telo 2 strati cm 33 x 48 c/foro;
- 1 cerotto adesivo in carta cm 2,5 x 2;
- 3 tamponi ø 30mm;
- 1 bisturi;
- 1 forbice punta smussa;
- 1 pinza emostatica kelly;
- 1 pinza porta ago;
- 1 pinza anatomica in acciaio;
- 1 baxidin A.I.C. ml 25;
- 2 guanti in lattice M;
- 1 sutura in seta 3/0;
- Ago curvo;
- 4 garze cm 10 x 10 a 16 strati;
- 1 sacchetto per residui.

ZZZ0168

CE0373

KIT MEDICAZIONE

Il Kit contiene:

- 1 coppia guanti di lattice M;
- 1 telo 2 strati cm 33 x 48;
- 1 pinza anima d'acciaio;
- 1 forbice tipo littauer;
- 1 benda ovattata;
- 3 garze cm 10 x 10 a 8 strati;
- 1 cerotto adesivo in carta cm 2,5 x 200;
- 3 tamponi rotondi mm 30;
- 1 sacchetto per residui.

ZZZ0167

CE0373



FORBICI



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Forbici Tagliafasce Lister 14 | ZZZ0092 |
| Forbici Lister cm 16 | OLI0008 |
| Forbici Lister cm 18 | OLI0009 |
| Forbici Lister cm 20 | OLI0010 |
| Forbici Rette smusse cm 14,5 | OLI0002 |
| Forbici smusse cm 16 | OLI0002/A |
| Forbici Rette acute cm 18 | OLI0006 |
| Forbici Rette smusse cm 18,5 | OLI0003 |
| Forbici Rette acute cm 16 | OLI0005 |
| Forbici Rette acute cm 13 | OLI0004 |
| Tape Cutter Shark | CRA0012 |
| Ricambio lame per Tape Cutter Shark | CRA0013 |

CE



GUANTI



| | |
|---|----------------|
| Guanti Lattice Sterili x 50 pz. M c/polvere | OLI0030 |
| Guanti Lattice Sterili x 50 pz. L c/polvere | OLI0031 |

€€0123

| | |
|---|------------------|
| Guanti Aloe Vera x 100 pz. M senza polvere | SIX0161 |
| Guanti Aloe Vera x 100 pz. L senza polvere | SIX0161/A |
| Guanti Aloe Vera x 100 pz. XL senza polvere | SIX0160/A |

€€0465

- Guanti in lattice x 100 pz.: disponibili nelle misure L - M
- Guanti in lattice senza polvere x 100 pz.: disponibili nelle misure S - L - M
- Guanti vinyl x 100 pz.: disponibili nelle misure M - L
- Guanti in nitrile blu monouso: disponibili nelle misure M - L.

SIRINGHE E AGHI

| | |
|--|------------------|
| Siringhe Sterili ml. 3 Ago 23 G x 10 pz. | ACU0001 |
| Siringhe Sterili ml. 20 Senza Ago x 10 pz. | ACU0010 |
| Siringhe 10 ml 21 x 1-1/2 x 100 pz. | ACU0009/G |
| Aghi Ipodermici Sterili 21G x 100 pz. | ACU0020/G |
| Aghi a Farfalla 21G x 10 pz. | ACU0030 |
| Aghi RR Luer 4 mm x 100 pz. | RIM0001 |
| Aghi RR Luer 6 mm x 100 pz. | RIM0005 |
| Aghi Neolus 231- 1/4" x 10 pz. | ACU0021 |

€€0476

STRUMENTI VARI



| | |
|---|------------------|
| Bisturi Sterile a Punta Fine x 10 pz. | OLI0018 |
| Bisturi Sterile a Punta Larga x 10 pz. | OLI0017 |
| Rasoi Tricotomia Monouso x 50 pz. | OLI0012/G |
| Rasoi Tricotomia Tricomed Prep Razors x 100 pz. | MET0004 |
| Microlame per Sgorbia Safe Mis. 2 x 100 pz. | TEC0058 |
| Microlame per Sgorbia Mis. 0.5 x 80 pz. | TEC0057 |
| Microlame per Sgorbia Safe Mis. 3 x 60 pz. | TEC0059 |
| Lame Sgorbie mis. 2 x 50 pz. €€0051 | TEC0062 |
| Lame Sgorbie mis. 1 x 50 pz. | TEC0061 |



TeamSport-iD[®]

www.TeamSport-iD.com

LINEA PIEDI E MANI

TeamSport® **iD**

I piedi sono una parte importante del corpo, sulla quale si regge tutto il resto. L'attenzione alla cura del piede è un elemento da non sottovalutare in tutte le fasi della vita; per questo offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti per far fronte alle diverse esigenze.

Creme e trattamenti ◀

Solette e talloniere ◀

Linea idrocolloidale ◀

Linea ortopedica Elasoft® ◀

CREME E TRATTAMENTI



BALSAMO PIEDI CLOROFILLA

Balsamo emolliente, tonificante e rinfrescante

Protegge, cura e ravviva la pelle grazie agli oli essenziali naturali puri e la clorofilla. Inoltre, grazie all'elevata concentrazione di oli essenziali balsamici dona immediato sollievo a caviglie e piedi affaticati, pesanti e accaldati, contribuendo a controllare l'eccessiva sudorazione del piede e prevenendo i cattivi odori.

La confezione brevettata Airless permette alla lozione all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendone inalterate le proprietà.

| | |
|--------|------------------------|
| ml 100 | SIX0042/S [®] |
| ml 500 | SIX0593/A |

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



BALSAMO PIEDI FORTE

Balsamo emolliente, ammorbidente e elasticizzante

Allevia il prurito e calma la pelle arrossata. Ideale per ammorbidire gli ispessimenti ipercheratosici e coadiuvare il ripristino del corretto stato di idratazione della pelle.

La confezione brevettata Airless permette al balsamo all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantendo inalterate le proprietà del prodotto.

| | |
|--------|-----------|
| ml 125 | SIX0044/N |
| ml 500 | SIX0551 |



BALSAMO PIEDI RAGADI PLUS

Trattamento intensivo piedi in caso di pelle screpolata e/o con duroni

Balsamo ammorbidente ed elasticizzante indicato per pelli inspessite o indurite, anche con duroni, calli o screpolature. Grazie alle proprietà emollienti e nutritive degli oli estratti da piante officinali, erbe aromatiche e fiori di girasole, idrata ed ammorbidisce le ragadi rendendo la pelle visibilmente più elastica.

La confezione brevettata Airless permette alla lozione all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendone inalterate le proprietà.


| | |
|--------|-------------------------|
| ml 100 | SIX0052/SA [®] |
| ml 500 | SIX0626 |

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

SPUGNETTA PIEDI

Spugnetta ideale per rimuovere delicatamente calli, duroni e pelle inspessita dai piedi.

SIX0249





OLIO UNGHIE

Trattamento ristrutturante

Olio vvvv mente penetrante, è particolarmente indicato per contrastare l'indebolimento a seguito di ricostruzione estetica. Arricchito con olio di jojoba che crea uno strato di idratazione protettivo e rende la superficie dell'unghia naturalmente brillante.

| | |
|-------|---------|
| ml 10 | SIX0076 |
|-------|---------|



TRATTAMENTO UNGHIE GIORNO

Trattamento protettivo e rigenerante

Fluido protettivo e rigenerante per il letto ungueale e per l'unghia di mani e piedi. La combinazione degli oli essenziali di lavanda, timo, canfora e rosmarino coadiuvano la normale protezione dell'unghia, l'olio di ricino invece aiuta a rendere le unghie e le cuticole morbide e lisce.

| | |
|-------|---------|
| ml 20 | SIX0050 |
|-------|---------|



TEAMSPORT-ID
www.TeamSportID.com

LOZIONE MANI



Lozione mani indicata per pelli secche e disidratate con estratto di erbe alpine, olio di jojoba e allantoina.

Ideale per la cura delle mani secche e stressate. Lenisce e nutre la pelle fornendo un'intensa idratazione e sostenendo la rigenerazione della barriera protettiva.

Con estratto di erbe alpine, olio di jojoba e allantoina, la lozione per le mani dona una pelle notevolmente più elastica e una sensazione di pelle morbida a lungo.

L'olio di jojoba è una cera liquida composta da una miscela di esteri cerosi, vitamina E, vitamine del complesso B e minerali quali zinco, rame e iodio. L'olio di jojoba rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata. Grazie alla sua facilità di assorbimento e alla sua grande capacità di penetrare attraverso i piccoli pori dell'epidermide lascia la pelle liscia, setosa e idratata. I suoi componenti nutrono in modo molto efficace senza lasciare un film grasso, per questo è particolarmente indicato per la pelle: si combina con lo strato superiore dell'epidermide senza ostruire i pori e mantenendo la pelle umida ed elastica a lungo.

L'allantoina, pur essendo un composto reperibile in natura, viene utilizzata in molti preparati sotto forma di principio attivo, grazie alle sue proprietà benefiche: aiuta la pelle a rimanere idratata, dona alla cute un aspetto fresco, lenisce e rilassa la pelle favorendo il ricambio cellulare, previene la perdita di liquidi cutanei e aiuta la pelle a rimanere levigata e morbida.

| | |
|-------|-----------|
| ml 75 | SIX0091/S |
|-------|-----------|



DEO PIEDI

Spray con oli essenziali naturali ad azione deodorante e rinfrescante

L'applicazione della lozione a spray aiuta a mantenere inalterate le naturali difese della pelle. Gli oli essenziali di Lavanda, Menta Piperita, Salvia e Rosmarino contribuiscono a creare una protezione naturale della pelle donando una piacevole sensazione di freschezza e benessere.

| | |
|--------|---------|
| ml 100 | SIX0103 |
|--------|---------|



PEDILUVIO AL PINO MONTANO

Pediluvio ad effetto protettivo, deodorante e rinfrescante

Ideale per piedi appesantiti. Ad azione emolliente, calmante, rilassante e rinfrescante.

| | |
|---------|---------|
| ml 1000 | SIX0627 |
| ml 200 | SIX0104 |



BALSAMO PIEDI

Balsamo ad azione rinfrescante e idratante. Previene i cattivi odori

L'applicazione del balsamo, grazie all'azione sinergica degli oli essenziali di Lavanda, Pino Mugo, Salvia ed Eucalipto permette di prevenire e combattere i cattivi odori, mantenendo comunque inalterate le naturali difese della pelle.

La confezione brevettata Airless permette alla lozione all'interno di non venire mai a contatto con l'ambiente esterno, proteggendolo da ogni tipo di contaminazione e mantenendone inalterate le proprietà.

| | |
|--------|---------|
| ml 100 | SIX0102 |
|--------|---------|

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-ID.com

SOLETTE E TALLONIERE

SOLETTE SORBOTHANE

Le proprietà uniche del materiale Sorbothane® lo rendono la scelta ideale per la realizzazione di un'ampia varietà di prodotti sportivi e per il fitness. Con una pluridecennale presenza sul mercato, le solette Sorbothane® forniscono un comfort elevato proteggendo i piedi dagli shock e dalle sollecitazioni durante tutte le attività quotidiane, in particolar modo durante la pratica sportiva. Il Sorbothane® è un polimero brevettato con proprietà viscoelastiche. Questo particolare materiale imita perfettamente i tessuti umani, sia per funzionamento che per la reazione generata sotto pressione. Il materiale di cui è costituito assorbe il 94,7% delle vibrazioni all'impatto e nonostante le pressioni generate dal peso e dai movimenti del corpo umano, il tessuto in assenza di sollecitazioni riacquista la forma iniziale e la suoletta non subisce alterazioni.

Ad ogni passo, il corpo è attraversato da un'onda d'urto che, ripetuta migliaia di volte in una giornata, genera fatica e risveglia i dolori. Le solette Sorbothane® sono state appositamente studiate per evitare questo fenomeno. Abbinano il confort immediato all'elevata capacità di attutire e smorzare gli impatti, assorbendo gli urti e disperdendo le vibrazioni.

SORBOTHANE DOUBLE STRIKE

- Le solette Sorbothane Double Strike assorbono gli urti nelle zone di avampiede e tallone;
- il Sorbothane® grazie alla tecnologia antibatterica Nano Silver limita e previene i cattivi odori;
- adatte a tutte le calzature sportive;
- ideali per le attività e gli sport che richiedono un assorbimento medio degli urti: podismo, running, tennis, basket e volley.



| | |
|-------|---------|
| 35/37 | SOR0001 |
| 38/40 | SOR0002 |
| 41 | SOR0003 |
| 42 | SOR0004 |
| 43 | SOR0005 |
| 44/45 | SOR0006 |
| 46/48 | SOR0007 |


CE

SORBOTHANE FULL STRIKE

- Le solette Full Strike sono progettate per attutire ed assimilare gli urti a cui il piede è sottoposto;
- il Sorbothane®, grazie alla tecnologia antibatterica Nano Silver, limita e previene i cattivi odori;
- adatto a tutte le calzature sportive e non;
- ideali per gli sport che prevedono forti sollecitazioni del piede come per es. il football.

| | |
|-------|---------|
| 35/37 | SOR0011 |
| 38/40 | SOR0012 |
| 41 | SOR0013 |
| 42 | SOR0014 |
| 43 | SOR0015 |
| 44/45 | SOR0016 |
| 46/48 | SOR0017 |

CE



TEAMSPORT-ID

www.TeamSport-ID.com

SORBOTHANE TALLONIERE

Le talloniere Sorbothane® sono progettate per garantire un'elevata capacità di assorbimento dell'impatto e delle vibrazioni al tallone, dove si manifesta un impatto maggiore. Alleviano il dolore in caso di lesioni del muscolo del polpaccio e di infiammazioni al tendine d'Achille ed attenuano la fatica ed il fastidio dopo un lungo periodo in piedi o in movimento. Si adattano a tutti i tipi di calzature sportive. Il Sorbothane®, grazie alla tecnologia antibatterica Nano Silver, limita e previene i cattivi odori.

SORBOTHANE FULL STRIKE

- Comoda e leggera;
- adatta per tutte le calzature nello sport;
- ideale per le attività e gli sport che richiedono un assorbimento dell'urto.

| | |
|-----------|-----------|
| S (35/38) | SOR0020/A |
| M (39/42) | SOR0021/A |
| L (43/49) | SOR0022/A |

CE



LINEA IDROCOLLOIDALE

Le vesciche si manifestano soprattutto nelle zone maggiormente sollecitate dall'attività sportiva. I soggetti più colpiti sono sicuramente i podisti, ciclisti e calciatori. La pressione effettuata sulla pelle o lo sfregamento sulla vescica generano dolore o causano il laceramento della bolla.

Il sistema idrocolloidale permette di creare una barriera protettiva; un ambiente umido per il processo naturale di guarigione del corpo ripristinando l'umidità naturale della pelle, senza che la vescica provochi dolore o fastidio.



TEAMSPO
www.TeamSport-iD.com



BENPED VESCICHE

- Profili anatomici;
- sottili ed ideali per scarpe strette;
- lunga tenuta;
- facili da usare;
- aderenza immediata;
- funzionano anche senza che siano riscaldati prima dell'utilizzo;
- sigillati singolarmente per garantire massima igiene;
- migliori performance rispetto a qualsiasi tipo di cerotto;
- elevata protezione dai microbi;
- riduce il dolore e i tempi di guarigione;
- previene i processi infiammatori.

| | |
|--|-------------------|
| Vesciche grande (64 x 40 mm) per 24 pz. | BEN0024/P |
| Vesciche medio (58 x 23 mm) per 24 pz. | BEN0023/P |
| Vesciche 3 M (58 x 23 mm) - 3 S (48 x 17 mm) | BEN0001/AP |
| Vesciche grande (64 x 40 mm) per 5 pz. | BEN0002/PP |
| Vesciche sport (86 x 41 mm) per 5 pz. | BEN0055 |

CE



I calli, così come i duroni, non sono altro che un inspessimento dello strato corneo dell'epidermide.

Si manifestano dopo pressioni e sfregamenti costanti; spesso nascono sulle dita, o sotto la pianta del piede dove l'osso è sporgente e tende a fare pressione contro la scarpa, generando fastidio ed irritazione.

All'inspessirsi del callo il tessuto sottostante tende ad infiammarsi provocando dolore e gonfiore.

TEAMSPORT-ID

BENPED CALLI

www.TeamSport-ID.com

- All'azione idrocolloidale ammorbidente;
- cuscinetto ammortizzante ed idrorepellente;
- ammorbidisce le callosità rimuovendole in tempi brevi;
- immediato sollievo dal dolore;
- sigillati singolarmente per garantire massima igiene.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Calli grande (42 x 21 mm) per 6 pz. | BEN0004/P |
| Calli medio (48 x 17 mm) per 6 pz. | BEN0003/P |


CE

BENPED DURONI

- Pronto sollievo dal dolore;
- ammorbidiscono e rigenerano la pelle;
- sigillati singolarmente per garantire massimo igiene..

| | |
|--------------------|------------------|
| (48 x 30 mm) 5 pz. | BEN0005/P |
|--------------------|------------------|

CE



LINEA ORTOPEDICA ELASOFT

Gli Ausili Benped Elastof sono rimedi ortopedici che aiutano in modo ottimale a risolvere i problemi ricorrenti di deformazione del piede.

- Realizzati con elastomeri al 90% di iodio minerale;
- elastici, lavabili e consigliati per l'uso prolungato;
- alta resistenza alle deformazioni da pressione;

BENPED DITA A MARTELLO



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Piede Dx - x 4 pz. M - 4 pz. G | BEN0028/P |
| Piede Sx - x 4 pz. M - 4 pz. G | BEN0028/PS |
| Piede Dx 1 pz. medio | BEN0011 |
| Piede Dx 1 pz. grande | BEN0013 |
| Piede Sx 1 pz. medio | BEN0010 |
| Piede Sx 1 pz. grande | BEN0012 |

CE



TEAMSPORT-ID
BENPED SPAZIO ALLUCE
 www.TeamSport-ID.com

| | |
|----------------|----------------|
| Grande x 2 pz. | BEN0019 |
| Medio x 2 pz. | BEN0018 |

CE

BENPED SPAZIO DITA



| | |
|------------------------------|------------------|
| 8 divaricatori interdigitali | BEN0030/P |
| Piccolo x 2 pz. | BEN0020 |
| Medio x 2 pz. | BEN0021 |
| Grande x 2 pz. | BEN0022 |

CE

BENPED RIPARO DITA



| | |
|----------------|----------------|
| Medio x 1 pz. | BEN0016 |
| Grande x 1 pz. | BEN0017 |

CE

Disponibile in confezioni da 8 anelli protettivi:

| | |
|----------------|------------------|
| Grande x 8 pz. | BEN0034/P |
| Medio x 2 pz. | BEN0014 |
| Grande x 2 pz. | BEN0015 |

CE

BENPED RIPARO ALLUCE VALGO



| | |
|----------------------------|-----------|
| 1 cuscinetto ammortizzante | BEN0054/P |
|----------------------------|-----------|

CE

BENPED TALLONE E GAMBA



| | |
|-----------------|-----------|
| Piccola (35-37) | BEN0051/P |
| Media (38/40) | BEN0052/P |
| Grande (41/44) | BEN0053/P |

CE

ACCESSORI

TULI'S PRO

Talloniera utilizzata per prevenire traumi da contatto

| | |
|---------|----------------------|
| Small | R+T0003/S |
| Regular | R+T0004 [®] |
| Large | R+T0005 |

CE

SET PODOLOGIA COMPLETO

Kit professionale per la cura del piede
Il kit contiene:

- 1 tronchese taglio 3 mm, cm 10;
- 1 tronchese punta squadrata;
- 1 tronchese concava cm 13;
- 1 taglia callosità A.I.;
- 1 forbice curva a punta A.I.;
- 1 raschino d/p A.I.;
- 1 sgorbia fissa mm 3;
- 1 raspa con manico in plastica;
- 1 bastoncino in legno d'arancio;
- 1 manico per lame n. 4.

TEC0001

SKIN ON SKIN

Cuscinetti anti sfregamento

| | |
|-----------------|-----------|
| 48 pz. rotondi | MKW0005/A |
| 200 pz. Squares | MKW0005/B |

DREAM ADHERENT SPRAY

Facilita la presa della palla con le mani negli sport come basket, pallamano, rugby, ecc.

| | |
|--------|---------|
| ml 200 | DRM0055 |
|--------|---------|

CE



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

VARI

TEAMSPORT[®] 
www.TeamSport-iD.com

NASTRO PER CALZETTONI



DREAM FIX

Nastro adesivo plastificato per calzoncini in pvc di eccellente qualità

Il prodotto nasce dall'esigenza di assistere lo sportivo durante l'attività sportiva. Il Dream Fix è stato realizzato per sostenere i calzoncini sportivi mantenendo i parastinchi nella giusta posizione così da impedirne il movimento.

| | |
|------------------------|----------------|
| Bianco - m 25 x 19 mm | DRM0060 |
| Giallo - m 25 x 19 mm | DRM0061 |
| Rosso - m 25 x 19 mm | DRM0062 |
| Azzurro - m 25 x 19 mm | DRM0063 |
| Nero - m 25 x 19 mm | DRM0064 |
| Verde - m 25 x 19 mm | DRM0065 |
| Giallo - m 25 x 4 mm | DRM0071 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Rosso - m 25 x 4 mm | DRM0072 |
| Azzurro - m 25 x 4 mm | DRM0073 |
| Nero - m 25 x 4 mm | DRM0074 |
| Grigio - m 25 x 4 mm | DRM0076 |
| Arancione - m 25 x 4 mm | DRM0077 |
| Verde - m 25 x 4 mm | DRM0070 |



DREAM FIX COTTON

Nastro adesivo in cotone (con massa adesiva acrilica all'ossido di zinco) per sostenere i calzoncini e mantenere i parastinchi nella giusta posizione. Non stringere troppo e non applicare direttamente sulla pelle.

| | |
|------------------------|----------------|
| Giallo - cm 3,8 x 7 m | DRM0200 |
| Arancio - cm 3,8 x 7 m | DRM0201 |
| Verde - cm 3,8 x 7 m | DRM0202 |
| Rosso - cm 3,8 x 7 m | DRM0203 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Blu - cm 3,8 x 7 m | DRM0204 |
| Viola - cm 3,8 x 7 m | DRM0205 |
| Nero - cm 3,8 x 7 m | DRM0206 |
| Beige - cm 3,8 x 7 m | DRM0207 |

ACCESSORI

SFIGMOMANOMETRO

| | |
|----------------------------|----------------|
| RC3F Automatico da braccio | MED0058 |
| RC3W Automatico da polso | MED0059 |

CE0044

AGIL BALL

Pratico supporto che permette di raccogliere e trasportare palloni sportivi.

AgilBalls Raccogli Palloni è un pratico sistema di raccolta, stoccaggio e trasporto per palloni da calcio, basket, calcetto e volley. Il sistema di raccolta brevettato permette di raccogliere i palloni dal terreno mantenendo una postura perfetta senza sovraccaricare la schiena durante il movimento.

Per raccogliere i palloni con AgilBalls non c'è bisogno di piegarsi o chinarsi; basta effettuare una leggera pressione sopra il pallone che entra all'interno del supporto senza uscire.

Agil Balls si trasforma facilmente in un supporto ideale per il trasporto e lo stoccaggio dei palloni, in casa o in trasferta evitando la dispersione degli strumenti da gioco.

Realizzato in acciaio zincato, è estremamente robusto e duraturo, con un peso di solo 2,4 kg.

Disponibile in diversi colori ed in due formati, uno per per i palloni da calcio e volley e l'altro per quelli da basket.



| | |
|--------------------------|---------|
| Blue - VOLLEY/FOOTBALL | GUT0001 |
| Red - VOLLEY/FOOTBALL | GUT0002 |
| White - VOLLEY/FOOTBALL | GUT0003 |
| Black - VOLLEY/FOOTBALL | GUT0004 |
| Yellow - VOLLEY/FOOTBALL | GUT0005 |
| Blue - BASKET | GUT0021 |
| Red - BASKET | GUT0022 |
| White - BASKET | GUT0023 |
| Black - BASKET | GUT0024 |
| Yellow - BASKET | GUT0025 |





www.Sport-ID.com



TeamSport-iD[®]
www.TeamSport-iD.com



BLUSIX MICRO

TeamSport-ID[®]

www.TeamSport-ID.com

I prodotti BLUSIX[®] MICRO sono dispositivi medici innovativi, brevettati in Italia e dotati di una struttura particolare: il materiale che li compone è realizzato con l'impiego di filamenti di rame e zinco in una matrice di silicio che insieme creano una microcorrente.

Gli elementi sono tessuti in modo tale da creare, quando indossati, un campo elettromagnetico che avvolge le aree anatomiche da trattare capaci di adattarsi alle necessità individuali ed alle specifiche manifestazioni dolorose, edematose e infiammatorie, a carico delle strutture osteo-articolari e muscolo-tendinee.



BLUSIX MICRO

BLUsix® MICRO è in grado di influenzare i processi biologici fondamentali, quali:

- Gli equilibri bioelettrici tra l'interno e l'esterno delle cellule;
- il flusso di ioni attraverso la membrana delle cellule;
- la produzione e la liberazione dei mediatori chimici del dolore e dell'infiammazione;
- i processi di riparazione delle cellule e dei tessuti




www.teamSport-iD.com

PESO KG

| | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 150 | Small | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | |

ALTEZZA CM



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

POLSO 1

| | |
|-------------|---------|
| tagli unica | BLU0001 |
|-------------|---------|

GOMITO 2

| | |
|---|---------|
| S | BLU0002 |
| M | BLU0003 |
| L | BLU0004 |

GINOCCHIO 3

| | |
|---|---------|
| S | BLU0005 |
| M | BLU0006 |
| L | BLU0007 |

GUANTO 4

| | |
|----------------|---------|
| Ambidestro S/M | BLU0025 |
| Ambidestro L/X | BLU0026 |

POLPACCIO 5

| | |
|---|---------|
| S | BLU0008 |
| M | BLU0009 |
| L | BLU0010 |

CAVIGLIA 6

| | |
|---|---------|
| S | BLU0011 |
| M | BLU0012 |
| L | BLU0013 |

LOMBOSACRALE 7

| | |
|---|---------|
| S | BLU0014 |
| M | BLU0015 |



TeamSport-ID[®]
www.TeamSport-ID.com

TUTORI E IMMOBILIZZATORI

TeamSport®-iD

Le finalità dei prodotti di questa categoria sono quelle di aumentare la funzione di un arto o di una articolazione, prevenire o correggere deformità, proteggere le strutture in via di guarigione, mantenere il movimento corretto, stabilizzare le articolazioni, controllare le infiammazioni e proteggere la zona dolorosa garantendo al paziente il miglior confort possibile.

I nostri tutori sono stati ideati per consentire lo scarico del peso senza bloccarne la mobilità, in modo da anticipare il più possibile il recupero della parte lesa.

Tutori Actimove ◀

Tutori Medilast ◀


Immobilitatori ◀



TUTORI ACTIMOVE

Realizzati con la tecnologia COOLMAX® AIR, i supporti ACTIMOVE® SPORT EDITION sono stati sviluppati per garantire una rapida asciugatura ed una eccezionale traspirabilità in modo da mantenere la pelle fresca e asciutta.

Il materiale performante traforato dei supporti ACTIMOVE® SPORTS EDITION è privo di neoprene e lattice e risulta gentile con la pelle. Inoltre, grazie all'effetto compressivo, si garantisce sostegno e stabilità aiutando a ridurre il gonfiore e offrire sollievo dal dolore.



STABILIZZATORE PER POLSO E POLLICE

Extra sostegno

- Stabilizzazione del pollice attraverso due fasce anatomiche integrate;
- Supporto del polso solido e regolabile grazie al potente cinturino elastico;
- Movimento completo delle dita e flessibilità della mano grazie allo speciale design aperto.

Taglia (circonferenza polso)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| S/M (cm 14 - 19) colore nero | BSN0540 |
| L/XL (cm 19 - 23) colore nero | BSN0541 |

CE



SUPPORTO PER POLSO

Con fascia elastica regolabile

- Supporto saldo e durevole grazie a una potente cinghia elastica;
- Confortevole da indossare grazie all'imbottitura in Terry cloth;
- Si può indossare sia a destra che sinistra.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0500 |
|-------------------|----------------|

CE



GOMITIERA

Regolabile

- Veloce e facile da indossare grazie alle cinghie regolabili singolarmente.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0502 |
|-------------------|----------------|

CE



CINTURINO PER GOMITO E EPICONDILITE

Riduce il dolore nel gomito del tennista o del golfista

- Extra sollievo dal dolore e vestibilità sicura per i gomiti del tennista e del golfista
- Inserto rimovibile per impacco terapeutico caldo/freddo;
- Fodera in silicone per una vestibilità sicura;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0501 |
|-------------------|----------------|

CE



SUPPORTO PER SPALLA

Supporto regolabile e protezione per lesioni alla spalla

- Tasca extra per impacco freddo/caldo opzionale
- Sostiene e protegge la spalla pur consentendo flessibilità;
- Chiusura regolabile su petto e braccia per una vestibilità personalizzata;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

Taglia (circonferenza torace)

| | |
|----------------|-----------------------------|
| S (cm 80-105) | BSN0535 |
| M (cm 105-130) | BSN0536 |
| L (cm 130-155) | BSN0537 [®] |

CE

TEAMSPORT-ID

SUPPORTO SOTTOROTULEO



Tutore regolabile

- Sollievo dal dolore mirato aumentando la pressione sul tendine rotuleo, grazie all'inserto in EVA ad alta densità appositamente sagomato;
- Rimane in posizione durante le attività grazie all'interno punteggiato in silicone;
- Regolabile, per il massimo comfort indipendentemente dall'attività svolta;
- Può essere indossato a destra o sinistra.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0503 |
|-------------------|----------------|

CE

GINOCCHIERA

Con foro rotuleo

- Aiuta ad alleviare il dolore alla rotula. La pressione sulla rotula è ridotta grazie al foro;
- Sentiti al sicuro poiché il ginocchio è protetto da una vestibilità aderente che rimane in posizione.

Taglia (circonferenza coscia)

| | |
|--------------------|----------------|
| S (cm 35,5 - 40,5) | BSN0520 |
| M (cm 40,5 - 46) | BSN0521 |
| L (cm 46 - 51) | BSN0522 |
| XL (cm 51 - 56) | BSN0523 |

CE



**GINOCCHIERA REGOLABILE****Con foro rotuleo**

- Facilmente applicabile ma avvolgente sulle ginocchia doloranti;
- Supporto regolabile per un comfort maggiore, indipendentemente dall'attività praticata;
- Aiuta ad alleviare il dolore alla rotula. La pressione sulla rotula è ridotta grazie al design aperto;
- Taglia unica;
- Indossabile sia a destra che sinistra;
- Tre fasce regolabili con chiusure a strappo in Velcro;
- Indossabile sia a destra che a sinistra.

taglia universale

BSN0506

CE

**GINOCCHIERA, SNODI POLICENTRICI****Wrap around, cerniere policentriche, cuscinetti condiloidei**

- Per gestire il dolore al ginocchio derivante da tessuti molli, lesioni ai legamenti o artrosi, attraverso una maggiore stabilità grazie ai cardini mediali e laterali;
- Applicazione indolore grazie al sistema di chiusura anteriore;
- Stabile (rimane in posizione) e ottima vestibilità grazie alle cinghie di supporto elastiche con gancio e loop;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

Taglia (circonferenza coscia)

S (cm 35,5 - 40,5)

BSN0560

M (cm 40,5 - 46)

BSN0561

L (cm 46 - 51)

BSN0562

XL (cm 51 - 56)

BSN0563

CE

STABILIZZATORE PER GINOCCHIO**Rinforzo a ferro di cavallo regolabile e molle a spirale stabilizzanti**

- Manicotto design con ferro di cavallo regolabile per migliorare il tracciamento della rotula
- Tratta la sindrome del dolore rotuleo con un rinforzo a ferro di cavallo regolabile;
- Supporto aggiunto al ginocchio grazie ai sostegni a spirale mediale e laterale;
- Resta in posizione grazie all'aderenza migliorata con gancio elastico e cinghia di supporto ad anello;
- Miglioramento dell'allineamento rotuleo grazie alla maggiore pressione data dal rinforzo regolabile a ferro di cavallo nella parte inferiore, superiore, mediale o laterale;
- Facile applicazione con comodi anelli per le dita;
- Indossabile a destra o sinistra.

Taglia (circonferenza coscia)

S (cm 35,5 - 40,5)

BSN0530

M (cm 40,5 - 46)

BSN0531

L (cm 46 - 51)

BSN0532

XL (cm 51 - 56)

BSN0533

CE





TUTORE PER COSCIA

Regolabile

- Sentiti al sicuro poiché la coscia è protetta da una vestibilità comoda che rimane in posizione;
- Regolabile per un maggiore comfort, indipendentemente dall'attività svolta;
- Indossabile sia a destra che a sinistra.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0504 |
|-------------------|----------------|

CE



SUPPORTO PER CAVIGLIA

Slim fit per ogni scarpa

- Comoda vestibilità con cuciture piatte: si adatta ad ogni scarpa;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

Taglia (circonferenza caviglia)

| | |
|-----------------|----------------|
| S (cm 20 - 24) | BSN0510 |
| M (cm 24 - 28) | BSN0511 |
| L (cm 28 - 32) | BSN0512 |
| XL (cm 32 - 37) | BSN0513 |

CE



CAVIGLIERA CRISS CROSS

Maggiore stabilità per caviglia e arco del piede

- Maggiore stabilità intorno alla caviglia e all'arco del piede con cinghie incrociate che simulano il taping sportivo;
- Rimane in posizione durante l'attività sportiva grazie al supporto extra della cinghia circolare;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

| | |
|-------------------|----------------|
| taglia universale | BSN0507 |
|-------------------|----------------|

CE



CINTURA LOMBARE

Supporto lombare, pannello in schiuma ad alta densità e strap compressivi

- Comoda vestibilità con cuciture piatte: si adatta ad ogni scarpa;
- Indossabile sia a destra che sinistra.

Taglia (circonferenza vita)

| | |
|--------------------|----------------|
| S/M (cm 74 - 94) | BSN0555 |
| L/XL (cm 94 - 114) | BSN0556 |

CE



ACTIMOVE CERVICAL

Collare cervicale morbido

- Indicato per limitare la mobilità del collo in caso di sindrome cervicale dolorosa acuta o cronica;
- ben tollerato dalla pelle;
- composizione: imbottitura in poliuretano, rivestimento in poliestere.

Taglia (circonferenza collo)

| | |
|------------------------|----------------|
| L (cm 36-42 x 10 cm h) | BSN0392 |
|------------------------|----------------|

CE

TUTORI MEDILAST

MEDILAST è una linea di tutori in tessuto tecnico ad elasticità variabile.

Ogni tutore si presenta leggero ed anatomico nonostante la capacità del supporto di aderire in modo totale, forte e costante nel tempo. Confortevoli e traspiranti, assorbono ed eliminano l'umidità corporea, mantenendo la pelle asciutta. Queste caratteristiche rendono l'utilizzo dei tutori MEDILAST particolarmente adatti durante l'attività sportiva.



GOMITIERA

Tutore indicato per lesioni traumatiche acute, croniche ed epicondiliti (gomito del tennista)

Taglia (circonferenza avanbraccio)

| | |
|---------------|---------|
| S (cm 20-23) | MDL0001 |
| M (cm 24-27) | MDL0002 |
| L (cm 28-31) | MDL0003 |
| XL (cm 32-35) | MDL0004 |

CE

®

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



CAVIGLIERA

Cavigliera anatomica indicata per contusioni, distorsioni, artriti e traumatismi

Realizzata in tessuto bielastico morbido, tallone chiuso e senza cuciture per evitare la formazione di edemi.

Non si arrotola su sé stessa.

Taglia (circonferenza caviglia)

| | |
|---------------|---------|
| S (cm 18-21) | MDL0005 |
| M (cm 22-25) | MDL0006 |
| L (cm 25-28) | MDL0007 |
| XL (cm 28-31) | MDL0008 |

CE



COSCIERA

Tutore ideato per lesioni e traumatismi muscolari della coscia

La presenza di punti di silicone sul bordo dell'elastico fanno sì che la cosciera non si sposti, garantendo un confort migliore.

Taglia (circonferenza coscia)

| | |
|---------------|----------------|
| S (cm 40-45) | MDL0020 |
| M (cm 45-50) | MDL0021 |
| L (cm 50-55) | MDL0022 |
| XL (cm 55-60) | MDL0023 |

CE



GINOCCHIERA

STANDARD

Ginocchiera dotata di bordo elastico con punti di silicone per evitare eventuali spostamenti del tutore, garantendo un confort migliore

Indicata in caso di centraggio rotuleo, tendinite della rotula e tendinite del quadricipite.

Taglia (circonferenza rotulea)

| | |
|---------------|----------------|
| S (cm 29-33) | MDL0010 |
| M (cm 34-37) | MDL0011 |
| L (cm 38-42) | MDL0012 |
| XL (cm 43-46) | MDL0013 |

CE

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



IMMOBILIZZATORI

Gli immobilizzatori servono a immobilizzare le articolazioni.

In base all'articolazione e l'indicazione ricevuta, l'arto viene fermato o adattandosi alla forma del tutore o impostato in base a quello.



TALOCAST

Tutore per la stabilizzazione della caviglia

Indicato in caso di distorsioni della caviglia laterali e mediali; il profilo sottile permette di indossare la cavigliera anche nella scarpa; imbottitura interna lavabile.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Trainer S/M ambidestro <165 cm | BSN0207 [®] |
| Standard L/XL ambidestro >165 cm | BSN0208 |

CE

TeamSport-ID

TALOCAST AIR

Tutore per la stabilizzazione articolare della caviglia, realizzato con materiale plastico semirigido

Il tutore è dotato di un sistema di chiusura a strappo regolabile e cuscinetti ad aria pre-gonfiati, anch'essi regolabili.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Standard S/M ambidestro <165 cm | BSN0200/B |
| Standard L/XL ambidestro >165 cm | BSN0200/A |

CE



ACTIMOVE WALKER AIR & STANDARD

Stivaletto ortopedico per la caviglia ed il piede

Indicato per:

- Fratture stabili di piede e caviglia;
- lesioni dei tessuti molli;
- distorsioni acute della caviglia;
- gravi distorsioni di caviglia e piede.

Caratteristiche:

- chiusura di tipo Criss-Cross per prevenire i movimenti antero-posteriori;
- fodera imbottita e forma anatomica per una maggiore vestibilità.

| | |
|-------------------------|----------------|
| Standard low M (38/43) | BSN0400 |
| Standard high M (38/43) | BSN0401 |

CE





ACTIMOVE GENU ECO

Sostiene il ginocchio ed aiuta a ridurre il dolore dopo traumi o interventi

Indicato per:

- lesioni dei tessuti molli;
- fratture minori della regione del ginocchio;
- immobilizzazione post intervento chirurgico
- Caratteristiche:
- sistema di chiusura a strappo;
- aste d'alluminio rimovibili e regolabili;
- imbottitura in spugna lavabile.

| | |
|----------------------------|----------------|
| L - lunghezza coscia cm 60 | BSN0336 |
| L - lunghezza coscia cm 70 | BSN0337 |

CE

ACTIMOVE RHIZO FORTE

Tutore innovativo ed unico per pollice

- Indicato per il trattamento delle condizioni dolorose e le irritazioni dell'articolazione del pollice in fase acuta o cronica;
- immobilizza le articolazioni Carpo Metacarpale e la prima Metacarpo-Falangea mantenendo il pollice in posizione neutra e lasciando libertà di movimento alle dita ed al polso.

| | |
|-------|----------------|
| S, DX | BSN0360 |
| S, SX | BSN0361 |
| M, DX | BSN0362 |
| M, SX | BSN0363 |
| L, DX | BSN0364 |
| L, SX | BSN0365 |

CE

®



TEAM SPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



ACTIMOVE RHIZO FORTE

Tutore innovativo ed unico per pollice

- Indicato per il trattamento delle condizioni dolorose e le irritazioni dell'articolazione del pollice in fase acuta o cronica;
- immobilizza le articolazioni Carpo Metacarpale e la prima Metacarpo-Falangea mantenendo il pollice in posizione neutra e lasciando libertà di movimento alle dita ed al polso.

| | |
|-----------------|-------------------|
| S - ambidestro | BSN0375/S |
| L - ambidestro | BSN0375/L |
| XL - ambidestro | BSN0375/XL |
| M - ambidestro | BSN0375/M |

CE




MASCERA PROTETTIVA VISO

Protegge il naso da un eventuale contatto

Elevata protezione anche dopo una frattura o distorsione del setto nasale.

| | |
|-------------------|------------------|
| taglia universale | MKW0011/A |
|-------------------|------------------|

CE



TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

ALLENAMENTO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE®

L'Allenamento funzionale è un metodo di allenamento che genera impatti notevoli sul nostro organismo, sia a livello psicologico che fisico, permettendo a tutte le componenti del corpo di interagire e lavorare in maniera armonica.

Questa tipologia di attività consente di sviluppare una notevole stabilità ed una grande forza funzionale, contribuendo al contempo ad una netta riduzione di patologie e infortuni.

Pancasix Evolution ◀

Lettini ◀

Elastici ◀

Prodotti per gli esercizi della mano ◀

Palle gonfiabili e mediche ◀

Ginnastica propriocettiva ◀

Articoli per esercizi vari ◀

Accessori per massaggio ◀

Spalliere ◀

Cuscini e accessori ◀

Kit Fibrolisi ◀

Cupping ◀



PANCASIX EVOLUTION

La ricerca ha identificato e definito il vero ruolo dello stretching portando un cambiamento radicale del suo utilizzo.

Per gli effetti sul nostro corpo, risultano cruciali tutti quei fenomeni strutturali legati ai movimenti effettuati durante le attività quotidiane e, ancor più rilevanti, i movimenti specifici reiterati determinati dallo sport praticato.

La reiterazione dei gesti tecnici, oltre che causare una diminuzione della flessibilità, contribuisce ad un aumento della rigidità muscolo-tendinea, impedendo un naturale e corretto allungamento.



Lo stretching è una pratica fondamentale per:

- prevenire le lesioni muscolo tendinee;
- migliorare le performance;
- aumentare la flessibilità muscolare;
- recuperare dopo l'attività fisica;

Pancasix Evolution permette di applicare al paziente il metodo globale differenziato che consente di lavorare con un "grado di allungamento" adeguato alle proprie funzionalità, poiché ogni muscolo, dal punto di vista dell'elasticità, è diverso dall'altro.



PancaSix Evolution permette di considerare il paziente sia attraverso un approccio sistematico, prendendo in considerazione tutte le variabili interagenti ma, anche differenziato, in quanto, partendo dall'assunto dell'asimmetria del corpo umano si ha la possibilità di differenziare il lavoro dell'arto destro e dell'arto sinistro, adattando l'esercizio alla propria condizione muscolare.

PancaSix Evolution è uno strumento di prevenzione e cura delle principali sindromi da sovraccarico dell'apparato muscolo-tendineo.

L'utilizzo di PancaSix Evolution ha degli effetti positivi su: [®]

- colonna vertebrale (mal di schiena);
- catena posteriore degli arti inferiori (ischiocrurali; retrazione dei flessori);
- catena interna posteriore degli arti inferiori (adduttori, pubalgia);
- cingolo scapolo-omerale (spalla).

I naturali campi di applicazione della PancaSix sono: sport, riabilitazione e fitness. La presenza di scale graduate angolari consente di monitorare in fase applicativa i gradi di inclinazione rispettivamente dello schienale e di entrambe le gambe.

| | |
|---|----------------|
| Peso 18 kg, ingombro attrezzo chiuso 142,6 x 58 cm, prof. 32,6; portata massima 110 kg | GNG0010 |
|---|----------------|

Colonna Vertebrale

(mal di schiena)



Ischio - Crurali

(retrazione dei flessori)



Adduttori

(pubalgia)



Spalla

(instabilità)





LETTINI

I nostri lettini professionali sono studiati per soddisfare le esigenze di operatori e pazienti. Le tinte utilizzate assicurano la massima protezione delle superfici, con specifiche resistenze al graffio, al metal marking, all'abrasione e al ripetuto passaggio di agenti chimici come i prodotti di pulizia. Rispettano l'ambiente, in quanto verniciati solo con lacche atossiche a base di acqua. L'ampia gamma di colori disponibili permette di personalizzare lettini a seconda dei propri gusti, facendoli diventare parte integrante dell'arredamento. I nostri tessuti skai sono autoestinguenti e appartengono alla classe 1 IM riguardante la reazione al fuoco. (Le tinte non di serie sono soggette a sovrapprezzo)

LETTINI IN LEGNO

LETTINO DUE SEZIONI

Lettino professionale per fisioterapia. Studiato nei minimi dettagli, in termini di robustezza e stabilità.

Dettagli:

- Struttura in legno massello di faggio;
- pianale cuscino rinforzato con traverse in abete;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1 im; certificazione CE MDD.
- cm 76 x 189 x 78h cm; portata max: 200 kg; spessore imbottitura 4 cm.

PIN0120/B

€

LETTINO DUE SEZIONI CON FORO, TAPPO E PORTAROTOLO

Lettino professionale per fisioterapia. Studiato nei minimi dettagli, in termini di robustezza e stabilità.

Accessori in dotazione:

- foro per viso con tappo;
- portarotolo;

Accessori Optional:

- ripiano porta oggetti;
- cassetto;

Dettagli:

- struttura in legno massello di faggio;
- pianale cuscino rinforzato con traverse in abete;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1 im; certificazione CE MDD.
- MISURE: cm 76 x 189 x 78h cm; portata max: 200 kg; spessore imbottitura 4 cm.

PIN0120

€





LETTINO BOBATH



Lettino professionale che permette l'applicazione del concetto Bobath, impiegato per la riabilitazione di persone con malattie del sistema nervoso che necessitano un supporto che possa facilitare i loro movimenti. Su richiesta è possibile personalizzare il lettino con dimensioni diverse a seconda delle esigenze del terapeuta.

Optional:

- foro per viso con tappo;
- portarotolo;
- ripiano portaoggetti;
- cassetto;
- essenza non standard.

Dettagli:

- struttura in legno massello di faggio;
- pianale cuscino rinforzato con traverse in abete;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1 im; certificazione CE MDD.
- cm 115 x 189 x 50; portata max: 200 kg; spessore imbottitura 5 cm.

PIN0138

CE



TeamSport-ID

LETTINO ALTEZZA FISSA - SENZA SCHIENALE REGOLABILE

www.TeamSport-ID.com

Lettino professionale pieghevole a valigia. Regolazione manuale dell'altezza (da 60 a 80 cm). La struttura in legno di frassino americano con cavi in acciaio inox AISI 316 da 2,5 mm. Il lettino risulta leggero, stabile, robusto.

Foro per il viso di serie.

Optional:

- borsa per il trasporto.

Dettagli:

- struttura in legno massello di frassino americano;
- pianale cuscino multistrato di pioppo;
- imbottitura poliuretano espanso D 25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1 IM; Certificazione CE MDD;
- cm 55 x 182 x 75h cm; chiuso 19 x 91 x 55h cm; portata max 180 kg; spessore imbottitura 4 cm; peso 12 kg.

PIN0139

CE



**LETTINO ALTEZZA FISSA - CON SCHIENALE REGOLABILE**

Letto professionale pieghevole a valigia. Regolazione manuale dell'altezza (da 60 a 80 cm). La struttura in legno di frassino americano con cavi in acciaio inox ASIS 316 da 2,5 mm. Il lettino risulta leggero, stabile, robusto.

Foro per il viso di serie.

Optional:

➤ borsa per il trasporto.

Dettagli:

- struttura in legno massello di frassino americano.
- pianale cuscino multistrato di pioppo;
- imbottitura poliuretano espanso D 25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguento;
- classe 1 IM; Certificazione CE MDD;
- cm 55 x 182 x 75h cm; chiuso 19 x 91 x 55h cm; portata max 180 kg; spessore imbottitura 4 cm; peso 12 kg.

PIN0128

CE

**LETTINO ALTEZZA REGOLABILE - SENZA SCHIENALE REGOLABILE**

Letto professionale pieghevole a valigia. Struttura in legno massello di faggio, con compassi e cerniere in acciaio. Letto maneggevole e duraturo, perfetto in ambito sportivo medicale. Poggiatesta, braccioli e poggia braccia di serie; Foro per il viso con tappo;

Optional:

➤ borsa per il trasporto.

Dettagli:

- struttura in legno massello di faggio;
- pianale con cuscino multistrato di pioppo;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguento;
- classe 1IM; Certificazione CE MDD;
- cm : 60 x 182 x 60/80h cm; chiuso 19 x 91 x 55h cm; portata max 180 kg; spessore imbottitura 4 cm; peso 12 kg.

PIN0125

CE



TeamSport-ID.com



LETTINO ALTEZZA REGOLABILE - CON SCHIENALE REGOLABILE



Lettino professionale pieghevole a valigia con schienale.

Struttura in legno massello di faggio, con compassi e cerniere in acciaio. Comodo foro per il viso con tappo di serie. Lettino maneggevole e duraturo, perfetto in ambito sportivo medico. Poggiatesta, braccioli e poggia-braccia di serie.

Optional:

➤ borsa per il trasporto.

Dettagli:

- struttura in legno massello di faggio;
- pianale con cuscino multistrato di pioppo;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento in ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1IM; Certificazione CE MDD;
- cm 60 x 182 x 60/80h cm;
- chiuso cm 19 x 91 x 55h cm; portata max 180 kg; spessore imbottitura 4 cm; peso 13 kg.

PIN0126

CE

LETTINO DUE SEZIONI PORTATA 250 KG

Lettino professionale in legno massello di pino di Svezia ideale per visite mediche e trattamenti estetici.

Lo schienale è regolabile da 0° a 45° tramite cremagliera in legno.

Optional:

➤ portarotolo; ➤ ripiano portaoggetti.

Dettagli:

- struttura in legno massello di pino di Svezia;
- pianale rinforzato con traverse in abete;
- imbottitura poliuretano espanso D25;
- rivestimento ecopelle lavabile autoestinguente;
- classe 1 IM; Certificazione CE MDD.
- cm 62 x 189 x 78h; portata max 150 kg; spessore imbottitura: 4 cm.

PIN0140

CE

(accessori lettino)



ACCESSORI LETTINO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Optional borsone per il trasporto | PIN0130 |
| Optional foro per viso con tappo | PIN0132 |
| Optional ripiano portaoggetti | PIN0133 |
| Optional Cassetto | PIN0134 |



LETTINI IN ACCIAIO



LETTINO A VALIGIA

Leggero e facilmente trasportabile.

Lettino due sezioni e 1 di snodo, con testata reclinabile e regolabile; sistema autobloccante di regolazione. La struttura portante è in metallo tubolare 22 mm robusto e leggero. L'imbottitura è rivestita di skai lavabile di colore blu, di spessore 30 mm a norma di classe 1.

Dettagli:

- telaio cromato;
- rivestimento blu;
- certificato CE;
- 173 x 61 x 72h; chiuso 13 x 86 x 61 h;
- Peso 17 kg;
- sostiene fino a 120 kg.

PIN0022

CE

LETTINO 2 SEZIONI

La forma permette un miglioramento dell'ergonomia del prodotto. Dotato di sistema autobloccante di regolazione. Struttura e gambe smontabili in tubo d'acciaio cromato diametro 40 x 2 mm. Testata con foro facciale, resistente e sicuro.

- Piedini regolabili;
- Materassino imbottito mm 100
- Rivestimento in skai lavabile azzurro.

Dotazione di serie:

- dispositivo porta lenzuolino.

Dettagli:

- colore telaio Cromato;
- colore rivestimento skai: blu;
- certificato CE;
- cm 185 x 60 x 78h;
- Portata 130 kg;
- Peso 29 kg.

PIN0009

CE

LETTINO ELETTRICO

Lettino professionale a due sezioni regolabile in altezza mediante motore elettrico. Testata rialzabile manualmente con sistema autobloccante.

Dotazione di serie:

- dispositivo porta lenzuolino.

Dettagli:

- pulsantiera elettrica;
- colore rivestimento blu.
- cm 200 x 67.

PIN0024/P

CE





LETTINI SERIE ROMA



LETTINO FISIOTERAPIA - 1 SNODO 2 SEZIONI

Caratteristiche Generali:

- Lettino fisso in metallo a una sezione
- Sezione testa regolabile (da 0° a 45°) con compassi in metallo
- Telaio con verniciatura a polvere
- Imbottitura in gommapiuma da 4 cm densità 30kg/mc
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM
- Bordo senza cuciture
- Piedini antiscivolo e regolabili
- Dimensioni: cm 65 x 78 h x 186

In dotazione

- Portarotolo in metallo
- Foro per il viso

PIN0303

€

LETTINO ELETTRICO FISIOTERAPIA - 2 SEZIONI

Dimensioni:

- cm 195 x 65 x h 55-86
- Carico max: 200 kg

Caratteristiche Tecniche:

- Motore elettrico da 6000 N
- Schienale regolabile da -50° a +40°
- Foro per il viso con tappo
- Imbottitura cuscino a due strati densità 30 kg/mc
- Rivestimento skai lavabile classe 1IM
- Ripiano porta oggetti

Accessori su richiesta:

- Portarotolo
- Pedaliera perimetrale
- Pedaliera
- Kit ruote
- Pistone a gas

PIN0300

€

LETTINO ELETTRICO FISIOTERAPIA - 3 SEZIONI

Dimensioni:

- cm 195 x 65 x h 55-86m
- Carico max: 200 kg

Caratteristiche Tecniche:

- Motore elettrico da 6000 N
- Schienale regolabile da -50°
- a +40° tramite molla a gas
- Sezione gambe regolabile da 0° a 90° tramite molla a gas
- Foro per il viso con tappo
- Imbottitura cuscino a due strati densità 30 kg/mc
- Rivestimento skai lavabile classe 1IM

Accessori su richiesta:

- Portarotolo
- Pedaliera perimetrale
- Pedaliera
- Kit ruote

PIN0301

€



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



ELASTICI

ELASTICI THERA-BAND

- Maneggevoli e versatili;
- utilizzati per incrementare la forza, la mobilità e la flessibilità;
- ideali per riabilitazione ed auto allenamento;
- Prodotto in puro lattice.

FASCE ELASTICHE PER ESERCIZI

Disponibili in 8 colori con progressivo aumento di resistenza e due misure:

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| Beige = extrasottile | | |
| m 5,5 | | MED0006 |
| m 45 | ® | MED0018 |
| Giallo = sottile | | |
| m 5,5 | | MED0001 |
| m 45 | | MED0019 |
| Rosso = medio | | |
| m 5,5 | | MED0002 |
| m 45 | | MED0020 |
| Verde = resistente | | |
| m 5,5 | | MED0003 |
| m 45 | | MED0021 |
| Blu = extra resistente | | |
| m 5,5 | | MED0004 |
| m 45 | | MED0022 |
| Nero = resistenza speciale | | |
| m 5,5 | | MED0007 |
| m 45 | | MED0023 |
| Argento = resistenza superiore | | |
| m 5,5 | | MED0008 |
| m 45 | | MED0024 |
| Oro = resistenza massima | | |
| m 5,5 | | MED0005 |
| m 45 | | MED0025 |

CE

TeamSport-ID

www.TeamSport-ID.com





FASCE ELASTICHE PER ESERCIZI

Disponibili in 6 colori con progressivo aumento di resistenza e due misure:

Giallo = sottile

| | |
|--------|-----------|
| m 7,5 | MED0008/A |
| m 30,5 | MED0014 |

Rosso = medio

| | |
|--------|---------|
| m 7,5 | MED0009 |
| m 30,5 | MED0013 |

Verde = resistente

| | |
|--------|-----------|
| m 7,5 | MED0009/A |
| m 30,5 | MED0012 |

Blu = extra resistente

| | |
|--------|---------|
| m 7,5 | MED0010 |
| m 30,5 | MED0016 |

Nero = resistenza speciale

| | |
|--------|---------|
| m 7,5 | MED0011 |
| m 30,5 | MED0017 |

Argento = resistenza superiore

| | |
|--------|-------------|
| m 7,5 | ® MED0011/A |
| m 30,5 | MED0015 |

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

A



ACCESSORI THERA-BAND

Gli accessori Thera-Band facilitano il training e la riabilitazione

- Le **impugnature** rappresentano una presa sicura per le fasce ed i tubolari;
- il **dispositivo di fissaggio Assist™** consente di aumentare la gamma degli esercizi da eseguire con fasce e tubolari, permettendo anche a chi ha poca forza nella mani, (causa artriti ecc...), di usare ugualmente fasce e tubolari nei propri programmi di training e di riabilitazione;
- gli **ancoraggi per la porta** sono utilizzati per fissare fasce e tubolari ed effettuare gli esercizi sia con la parte superiore che inferiore del corpo.

B



C



D



| | |
|--------------------------------------|---------|
| A - Impugnatura x 2 pz. | MED0026 |
| B - Ancoraggio porta | MED0027 |
| C - Fascia fissaggio Assist x 24 pz. | MED0045 |
| D - Cinghie per le estremità | MED0046 |

CE



ELASTICI A BANDA



Fasce elastiche premium quality resistenti in lattice, per l'allenamento.

- Migliorano l'ampiezza di movimento, la forza e la cooperazione tra i vari gruppi muscolari;
- adatte per la riabilitazione in caso di lesioni, per il miglioramento delle capacità funzionali e per la preparazione a prestazioni atletiche;
- ideali per ottenere un maggior controllo dei movimenti durante l'attività fisica ed una posizione stabile e corretta;
- il Brevetto Snap-Stop® evita la rottura totale ed improvvisa della fascia, anche in presenza di un taglio o un foro. La fascia risulta estremamente resistente e difficile da rompersi anche se sottoposta a forti sollecitazioni;
- allungamento massimo del 300% rispetto alla sua lunghezza.

BANDA ELASTICA

disponibile in rotoli da 5,5 m in Dispenser Box a diverso grado di resistenza.

| | |
|-----------------------|---------|
| Extra leggera - Beige | MED1010 |
| Leggera - Gialla | MED1011 |
| Media - Rossa | MED1012 |
| Forte - Verde | MED1013 |
| Extra Forte - Blu | MED1014 |
| Special Forte - Nera | MED1015 |
| Super Forte - Argento | MED1016 |
| Ultra Forte - Oro | MED1017 |

CE

BANDA ELASTICA

disponibile in rotoli da 45,5 m in Dispenser Box a diverso grado di resistenza.

| | |
|-----------------------|---------|
| Extra leggera - Beige | MED1001 |
| Leggera - Gialla | MED1002 |
| Media - Rossa | MED1003 |
| Forte - Verde | MED1004 |
| Extra Forte - Blu | MED1005 |
| Special Forte - Nera | MED0016 |

CE

BANDA ELASTICA

1 pz. x 2,5 m confezionate singolarmente

| | |
|-----------------------|-----------|
| Leggera - Gialla | MED1020/S |
| Media - Rossa | MED1021/S |
| Forte - Verde | MED1022/S |
| Extra Forte - Blu | MED1023/S |
| Special Forte - Nera | MED1024/S |
| Super Forte - Argento | MED1025/S |

CE



TeamSport-ID

www.TeamSport-ID.com





BANDA ELASTICA

10 x 2,5 m confezionate singolarmente

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 10 pz. x 2,5 m Leggera - Gialla | MED1020 |
| 10 pz. x 2,5 m Media - Rossa | MED1021 |
| 10 pz. x 2,5 m Forte - Verde | MED1022 |
| 10 pz. x 2,5 m Extra Forte - Blu | MED1023 |
| 10 pz. x 2,5 m Special Forte - Nera | MED1024 |
| 10 pz. x 2,5 m Super Forte - Argento | MED1025 |

CE

Kit 1 pz. x ciascun colore

| | |
|--------------------|---------|
| dal Giallo al Nero | MED1026 |
|--------------------|---------|



BANDA ELASTICA MANO

ANELLI x 10 pz.

| | |
|-------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1030 |
| Media - Rossa | MED1031 |
| Forte - Verde | MED1032 |
| Extra Forte - Blu | MED1033 |

CE

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

BANDA ELASTICA CAVIGLIA

5 pz.

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1040 |
| Media - Rossa | MED1041 |
| Forte - Verde | MED1042 |
| Extra Forte - Blu | MED1043 |
| Set 4 resistenze (dal Giallo al Blu) | MED1044 |

CE





ELASTICI TUBOLARI

Elastici tubolari premium quality in lattice, per l'allenamento

ELASTICO TUBOLARE



disponibile in rotoli da 7,5 m in Dispenser Box a diverso grado di resistenza

| | |
|-----------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1060 |
| Media - Rossa | MED1061 |
| Forte - Verde | MED1062 |
| Extra Forte - Blu | MED1063 |
| Special Forte - Nera | MED1064 |
| Super Forte - Argento | MED1065 |

CE

ELASTICO TUBOLARE

disponibile in rotoli da 30 m in Dispenser Box a diverso grado di resistenza



| | |
|-----------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1050 |
| Media - Rossa | MED1051 |
| Forte - Verde | MED1052 |
| Extra Forte - Blu | MED1053 |
| Special Forte - Nera | MED1054 |
| Super Forte - Argento | MED1055 |

CE

ELASTICO TUBOLARE

cm 120 con maniglie Strumento utile per la fisioterapia e l'esercizio muscolare. Gli elastici tubolari, di alta qualità e ad ottima resistenza, sono stati ideati per allenare tutti i muscoli del corpo e migliorarne la flessibilità.

I tubolari con le resistenze più basse sono perfetti per la fisioterapia o per un lavoro leggero. Le più alte resistenze sono ideali per gli atleti già allenati.



| | |
|-----------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1070 |
| Media - Rossa | MED1071 |
| Forte - Verde | MED1072 |
| Extra Forte - Blu | MED1073 |
| Special Forte - Nera | MED1074 |
| Super Forte - Argento | MED1075 |

CE

**ELASTICO TUBOLARE A FORMA DI ANELLO**

Con questo strumento versatile è possibile effettuare un allenamento intensivo per ogni gruppo muscolare, sia superiore che inferiore. Ideale per allenare i muscoli addominali, glutei, fianchi e gambe.

Utilizzando l'apposita chiusura in velcro è possibile adattarlo a più misure personalizzando l'allenamento.

| | |
|----------------------|----------------|
| Leggera - Gialla | MED1080 |
| Media - Rossa | MED1081 |
| Forte - Verde | MED1082 |
| Extra Forte - Blu | MED1083 |
| Special Forte - Nera | MED1084 |

CE

ELASTICO TUBOLARE CON CAVIGLIERA

Aumenta la mobilità del ginocchio per recuperare o prevenirne lesioni.

| | |
|----------------------|----------------|
| Leggera - Gialla | MED1090 |
| Media - Rossa | MED1091 |
| Forte - Verde | MED1092 |
| Extra Forte - Blu | MED1093 |
| Special Forte - Nera | MED1094 |

CE



TEAMSPORT-ID

www.TeamSportID.com

ACCESSORI PER ELASTICI MSD

| | |
|------------------------------|----------------|
| Coppia maniglie di sicurezza | MED1110 |
| Coppia maniglia semplice | MED1111 |
| Coppia maniglia semplice | MED1112 |
| Strap | MED1113 |

CE

CARRUCOLE CON ANCORAGGIO ALLA PORTA

| | |
|--|----------------|
| Carrucola, corda in nylon, maniglie, ancora in metallo | MED1114 |
| Carrucola, maniglia soft, ancora, tubo elastico - Leggero (Giallo) | MED1115 |
| Carrucola, maniglia soft, ancora, tubo elastico - Medio -Rosso | MED1117 |
| Carrucola, maniglia soft, ancora, tubo elastico - Forte - Verde | MED1116 |

CE



PRODOTTI PER GLI ESERCIZI DELLA MANO

THERA-BAND PALLINE

Disponibile in 5 colori in base al grado di durezza



| | |
|-------------------|-----------|
| Giallo | MED0028 |
| Rosso | MED0029 |
| Rosso Extra Large | MED0029/A |
| Verde | MED0030 |
| Verde Extra Large | MED0030/A |
| Blu | MED0031 |
| Nero | MED0031/A |

CE

PALLINA PER ESERCIZI DELLA MANO

Prodotto per esercizi di rafforzamento mano, dita ed avambraccio

Disponibile in 5 colori in base al grado di durezza

| | |
|------------------------|---------|
| Extra Leggera - Gialla | MED1130 |
| Leggera - Rossa | MED1131 |
| Media - Verde | MED1132 |
| Forte - Blu | MED1133 |
| Extra Forte - Nera | MED1134 |

BARRA ELASTICA

Ideata per la mobilizzazione di mano, braccio e spalle

consente esercizi di flessione ed estensione, esercizi di addizione ed abduzione e mobilizzazione dei tessuti molli.

Disponibile in 5 colori che corrispondono a cinque differenti resistenze



| | |
|----------------------|---------|
| Leggera - Gialla | MED1100 |
| Media - Rossa | MED1101 |
| Forte - Verde | MED1102 |
| Extra Forte - Blu | MED1103 |
| Special Forte - Nera | MED1104 |

CE

HANDMASTER

Pallina per esercizi della mano e del polso, dotata di elastici che permettono esercizi della mano in estensione e flessione

Per recupero e riabilitazione di: dita, mano, polso, gomito.

Rafforza i muscoli in chiusura come in apertura della mano



| | |
|-------|---------|
| Rosso | MED1171 |
|-------|---------|



PALLE GONFIABILI E COMPATTE



THERA-BAND PALLE GONFIABILI

Per esercizi di potenziamento ed equilibrio

| | |
|----------------------------------|---------|
| Gialla - cm 45 ø | MED0034 |
| Rossa - cm 55 ø | MED0035 |
| Verde - cm 65 ø | MED0032 |
| Blu - cm 75 ø | MED0033 |
| Argento - cm 85 ø | MED0036 |
| Rosa - Modello Pilates cm 18 ø | MED0115 |
| Blu - Modello Pilates cm 22 ø | MED0116 |
| Silver - Modello Pilates cm 26 ø | MED0011 |

CE

TeamSport-ID

PALLE COMPATTE

Palle in materiale plastico morbido ed in formato compatto ridotto

| | |
|------------------------|---------|
| Beige - 0,5 Kg cm 12 ø | MED1270 |
| Gialla - 1 Kg cm 12 ø | MED1271 |
| Rossa - 1,5 Kg cm 12 ø | MED1272 |
| Verde - 2 Kg cm 12 ø | MED1273 |



PALLE A PRESA SICURA

Palla a presa sicura con standard qualitativi elevati

- La superficie a trama ruvida a "mano pelle" permette una presa sicura antiscivolo.
- diametro cm 21,5;
- rimbalzo regolare.



| | |
|--------------------------------------|---------|
| Kg 1 | TRI0005 |
| Kg 1,3 indicata per volley/pallamano | TRI0006 |
| Kg 2 | TRI0007 |
| Kg 2,3 indicata per il calcio | TRI0008 |
| Kg 3 | TRI0009 |
| Kg 3,2 indicata per il basket | TRI0010 |
| Kg 4,5 indicata per il rugby | TRI0012 |
| Kg 5 | TRI0013 |



GINNASTICA PROPRIOCETTIVA

Ideali per svolgere congiuntamente esercizio fisico e lavoro propriocettivo.

L'attività svolta con questi dispositivi stimola i muscoli interni del corpo, fondamentali per garantire l'adeguato sostegno della colonna vertebrale.

Consigliati per recuperare e/o migliorare la funzionalità delle articolazioni di ginocchio, piede e caviglia; mantenere e migliorare le capacità di equilibrio, la flessibilità e la coordinazione.



DISCO BLU

Cuscino gonfiabile provvisto di valvola e realizzato in materiale sicuro. In caso di foratura o danneggiamento si sgonfia lentamente senza scoppiare. Si può gonfiare a fiato, con le pompe da bicicletta o con quelle da materassini. Si pulisce con acqua e sapone delicato o con alcool diluito.

ø cm 40 TRI0110

www.TeamSport-ID.com



PEDANA GONFIABILE

Pedana gonfiabile realizzata in gomma vulcanizzata particolarmente resistente. Provvista di una valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio.

| | |
|------------------|---------|
| ø cm 40 x cm 9 h | TRI0100 |
|------------------|---------|



SKIMMY

Pedana gonfiabile realizzata in gomma vulcanizzata particolarmente resistente. Provvista di una valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio.

| | |
|--|---------|
| Skimmy Professional (ø cm 32 x cm 6 h) | TRI0001 |
| Skimmy Maxy (ø cm 40 x cm 9 h) | TRI0004 |

**PALLA BILANCIAMENTO****Mezza sfera gonfiabile per esercizi di fitness yoga**

La forma di questo articolo consente all'utente di eseguire esercizi su entrambi i lati, sia per una sessione di fitness completa che come strumento per svolgere esercizi di equilibrio.

- Dimensione: cm 59 ø; 21-25 cm di altezza;
- pompa per gonfiaggio inclusa

MED1213

**ACCESSORI PER CUSCINI E PEDANE**

| | |
|----------------|---------|
| Pompa a mano | GOM0030 |
| Pompa a pedale | GOM0031 |



TeamSport-ID

TAVOLETTE IN LEGNO

Tavole in legno con superficie superiore rivestita in materiale antiscivolo.

Rispetto alla presenza nella parte inferiore di semisfere, la tavoletta si classifica come propriocettiva multidirezionale.

Se, invece, sono presenti dei semicilindri la tavoletta è unidirezionale.



| | |
|--|-----------|
| Rotonda con semisfere ø cm 45 | ZZZ0277/A |
| Rotonda con semisfere ø cm 60 | ZZZ0278 |
| Rettangolare cm 60 x 40 con semicilindri | ZZZ0279 |

**TAVOLA BILANCIAMENTO**

Tavola in legno rivestita completamente di materiale plastico anti scivolo.

Disponibile in formati differenti rispetto al grado d'esperienza dell'utilizzatore:

| | |
|---|---------|
| Beginner - 4 cilindri cm 60 x 39 x 9 (h) | MED1211 |
| Advanced - 1 cilindro cm 60 x 39 x 12 (h) | MED1212 |



ARTICOLI PER ESERCIZI VARI

L'utilizzo del trampolino elastico mette in moto il sistema linfatico evitando il ristagno delle tossine. Il movimento stimola, inoltre, l'equilibrio facendo lavorare contemporaneamente tutti i muscoli del corpo, anche quelli che con il semplice esercizio fisico non sono coinvolti e stimolati.



PEDALIERA

- In riabilitazione ripristina la resistenza muscolare compromessa;
- migliora la circolazione del sangue;
- migliora la coordinazione delle gambe e delle braccia;
- tensione regolabile: ideale per un programma di allenamento progressivo;
- portatile.

MED1151

TAVOLA INCLINATA

- Aumenta l'estensione della parte inferiore e superiore della schiena allungando al contempo i polpacci.
- ideale per chi pratica attività sportiva.

MED1152



FIT STRETCH

Pedana portatile per l'allungamento di caviglia, tibia e polpaccio

MED1153



PESI PER CAVIGLIE E POLSI

Pesi portatili per rafforzare i muscoli e migliorare la velocità

| | |
|--------|---------|
| Kg 0,5 | MED1160 |
| Kg 1 | MED1161 |
| Kg 1,5 | MED1162 |
| Kg 2 | MED1163 |
| Kg 3 | MED1164 |
| Kg 4 | MED1165 |
| Kg 5 | MED1166 |



PESI KETTLEBELL

Peso di forma sferica con maniglia

Realizzati in acciaio e rivestite con una pellicola di vinile colorato non danneggiano, in nessun modo, la superficie sulla quale vengono poggiati.

| | |
|---------------|----------------|
| 2 kg- Celeste | MED1250 |
| 4 kg- Rosa | MED1251 |
| 6 kg- Giallo | MED1252 |
| 8 kg- Rosso | MED1253 |
| 10 kg- Verde | MED1254 |



TAPPETINO PIEGHEVOLE

Tappetino per esercizi di tonificazione muscolare e riabilitazione domiciliare

| | |
|----------------|----------------|
| cm 175 x cm 50 | ZZZ0094 |
|----------------|----------------|



SPALLIERA SVEDESE IN LEGNO AD UNA CAMPATA

Spalliera svedese in legno verniciato naturale, ad una campata. Pioli in faggio evaporato e sezione ovoidale. I pioli superiori, uno sporgente e l'altro rientrante sono l'ideale per gli esercizi in sospensione.

Insieme alla spalliera vengono forniti gli attacchi zincati per il fissaggio alla parete.

| | |
|---------------|------------------|
| cm 90 x 250 h | VIV0001/A |
|---------------|------------------|



SPALLIERA SVEDESE IN LEGNO A DUE CAMPATE

Spalliera svedese in legno verniciato naturale, ad una campata. Pioli in faggio evaporato e sezione ovoidale. I pioli superiori, uno sporgente e l'altro rientrante sono l'ideale per gli esercizi in sospensione.

Insieme alla spalliera vengono forniti gli attacchi zincati per il fissaggio alla parete.

| | |
|-------------------|----------------|
| cm 180 x cm 250 h | VIV0001 |
|-------------------|----------------|



ACCESSORI PER MASSAGGIO



PALLINE, RULLO E ANELLO A RICCIO PER MASSAGGIO

Le palline, il rullo e l'anello a riccio vengono utilizzate per rilassare i muscoli e ridurre la tensione alleviando il fastidio dei trigger point.

L'utilizzo di questi strumenti migliora il coordinamento, la flessibilità e riattiva la circolazione.

Possono essere utilizzati sia come supporto per il massaggio dal fisioterapista che per l'auto massaggio.

| | |
|---------------|----------------|
| Pallina cm 6 | MED1140 |
| Pallina cm 7 | MED1141 |
| Pallina cm 8 | MED1142 |
| Pallina cm 9 | MED1143 |
| Pallina cm 10 | MED1144 |
| Rullo cm 16 | MED1145 |
| Anello | MED1146 |



ROLLER

Cilindro ricoperto di schiuma. Migliora l'elasticità muscolare scioglie le tensioni muscolari

Le parti superficiali sopraelevate più grandi consentono un massaggio superficiale a differenza delle forme più piccole che sono ideate per un massaggio più profondo.

| | |
|--------------|----------------|
| cm 33 x 14 ø | MED1155 |
|--------------|----------------|

ACCESSORIO PER IL TRATTAMENTO DEI TRIGGER POINT

Strumento per il massaggio dei punti trigger

Permette di realizzare una pressione profonda, sostenuta e precisa nei punti di innesco. Lo speciale design protegge la mano e l'avambraccio del fisioterapista dalla fatica.

| |
|----------------|
| MED1150 |
|----------------|

3 TOOL

3TOOL è uno strumento intuitivo e di facile utilizzo per il trattamento di contratture muscolari, agisce rendendo più flessibili i segmenti vertebrali. 3TOOL può essere adoperato sia dai fisioterapisti che dai pazienti per l'autotrattamento. Rappresenta una valida soluzione per persone con problemi muscolari ed è inoltre, un supporto ai trattamenti tradizionali.

3TOOL nasce dalla ricerca dei fisioterapisti della Empresa Fisioterapia Valdesperta in collaborazione con gli ingegneri del gruppo HOWLab dell'Università di Saragozza.

| |
|----------------|
| ZZS0125 |
|----------------|

CE





CUSCINI E ACCESSORI



CUSCINO MEZZALUNA

| | |
|-------------------|---------|
| cm 45 x 14 x 7 h | PIN0014 |
| cm 70 x 20 x 10 h | PIN0021 |



CUSCINO RULLO

| | |
|--------------|---------|
| cm 100, Ø 25 | PIN0044 |
| cm 70, Ø 20 | PIN0020 |
| cm 50, Ø 15 | PIN0045 |
| cm 35, Ø 15 | PIN0046 |



CUSCINO RETTANGOLARE

| | |
|-------------------|------------------------|
| cm 40 x 30 x 5 h | PIN0047 |
| cm 40 x 30 x 10 h | PIN0047/A [®] |



CUSCINO A CUNEO

| | |
|-------------------|---------|
| cm 60 x 45 x 30 h | PIN0048 |
| cm 60 x 45 x 15 h | PIN0049 |
| cm 35 x 35 x 10 h | PIN0050 |



LENZUOLINI COPRI LETTINO

| | |
|---|------------|
| Lenzuolino Carta doppio velo LUX cm 60 x 50 m x 9 pz. LUX | ZZZ0130/BA |
| Rotolo doppio velo cellulosa cm 34 x 26 x 2 pz. | ZZZ0392 |
| Lenzuolino Politenato Azzurro LUX cm 60 x 50 m x 6 pz | ZZZ0132/DA |



PORTAROTOLO

| | |
|----------------------|---------|
| Portarotolo da terra | ZZZ0393 |
|----------------------|---------|



CARRELLO PORTA STRUMENTI

Struttura smontabile in tubolare d'acciaio cromato.
Piantane verniciate nere, ripiani in bilaminato bianco.

| | |
|------------------------------|---------|
| 2 ripiani cm 49 x 37 x 77 h | PIN0003 |
| 3 ripiani cm 58 x 37 x 85 h | PIN0004 |
| 4 ripiani cm 46 x 37 x 112 h | PIN0005 |

Disponibile in legno Rovere

| | |
|---------------------------|---------|
| 3 ripiani cm 61 x 40 x 75 | PIN0123 |
|---------------------------|---------|

Carrello iron bianco/blu

| | |
|-----------|---------|
| 2 ripiani | PIN0141 |
|-----------|---------|



KIT FIBROLISI



GANCI PER FIBROLISI DIACUTANEA

Gli uncini permettono l'applicazione della tecnica di fibrolisi diacutanea per il trattamento delle algie dell'apparato locomotore.

La particolarità dei nostri uncini consiste nelle apposite curvature, studiate per adattarsi perfettamente alla forma della zona da trattare, in modo che i tessuti siano manipolati con precisione senza causare dolore.

La spatola smussa stacca le aderenze cicatriziali della fascia e restaura i piani di scivolamento fasciali dei tessuti senza danneggiare la pelle. Il manico e le curvature sono studiati anatomicamente e si adattano perfettamente ai tendini e alle masse muscolari da trattare.

Le tre paia di uncini sono in acciaio inossidabile, solidi per essere utilizzati a lungo.

I ganci possono essere utilizzati solo da personale formato specificatamente al suo utilizzo.

ZZS0098
CE

TeamSport-iD

www.TeamSport-iD.com

CUPPING

CUPPING

Set di coppette in silicone

| | |
|-------------|---------|
| XS - ø mm 6 | ACP0001 |
| S - ø mm 19 | ACP0002 |
| M - ø mm 30 | ACP0003 |
| L - ø mm 47 | ACP0004 |





ALLENAMENTO E RIABILITAZIONE

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-iD.com



*ACCESSORI
PER FISIOTERAPIE
E FISIOTERAPISTI*

TeamSport-iD

www.TeamSport-iD.com

FLIGHT CASE

Bauli pratici e resistenti.

Fabbricati in pannelli multistrato di Okumè, legno esotico dotato di buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed estremamente idoneo a sopportare esposizioni gravose agli agenti atmosferici. I bauli sono poi rivestiti in laminato plastico antigraffio con bordature in alluminio con accessori di acciaio zincato.



VALIGETTA 48 ORE

Dimensioni: cm 52 x 42 x 17 h

EQU0005



FLIGHT CASE 3 CASSETTI

I e II cassetto: h cm 20

III cassetto: h cm 30

Dimensioni: cm 51 x 57 x 87 h

EQU0008

FLIGHT CASE 4 CASSETTI

I e II cassetto: h cm 11

III cassetto cm 18

IV cassetto cm 30

Dimensioni: cm 51 x 57 x 87 h

EQU0037



FLIGHT CASE PROFESSIONAL 120

I e II cassetto: h cm 11

III cassetto cm 18

IV cassetto cm 30

Dimensioni: cm 112 x 52 x 52 h

EQU0009

Disponibile cassetto asportabile

EQU0010



TEAM BAG NEW

I e II cassetto : h cm 11

III cassetto cm 18

IV cassetto cm 30

| | |
|--|-----------|
| Dimensioni: cm 42 x 27 x 44 h | EQU0017 |
| <i>Disponibile anche in versione Economy</i> | EQU0017/A |



TEAM BAG NEW GRANDE CON RUOTE

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dimensioni: cm 52 x 32 x 48 h | EQU0022 |
|-------------------------------|---------|

TEAMSPORT®-iD
www.TeamSport-iD.com



FLIGHT CASE BAG TROLLEY

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Dimensioni: cm 41 x 26,5 x 46 h | EQU0038/A |
|---------------------------------|-----------|



STRUMENTI DI MISURAZIONE

TeamSport[®]-iD
www.TeamSport-iD.com



activforce2



PROMUOVERE RISULTATI MIGLIORI

Dinamometro e inclinometro digitale in un unico prodotto, Activforce 2 consente agli specialisti di ottenere risultati migliori, creando e prescrivendo programmi di recupero supportati da dati precisi e definitivi.



MISURAZIONE ACCURATA

- ▶ Range di movimento attivo e passivo (AROM e PROM)
- ▶ Forza massima e media
- ▶ Forza nel corso del tempo
- ▶ Rapporto forza-peso
- ▶ Simmetria muscolare
- ▶ Deficit neuromuscolari



TRACCIA E TRATTA

- ▶ Risultati in tempo reale
- ▶ Progressione ROM
- ▶ Progressione forza
- ▶ Dati dei test dal desktop
- ▶ Controllo neuromuscolare con Biofeedback



codice

APP0003

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 131 gr;
- Dimensioni: 95x78x33 mm;
- Connettività Bluetooth: 4.1 (Gamma di frequenza: 2402 - 2480 MHz);
- Intervallo di forza funzionale: 90 Kg;
- Precisione della forza: entro $\pm 0,6$ Kg (+ 5% della forza applicata);
- Carico massimo: 110 kg;
- Requisiti di sistema: Activforce App (gratuita) IOS e Android;
- Alimentazione: Comprende 1 batteria AAA (sostituibile);
- Durata della batteria: 1 anno (a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali).



SFRUTTA LA POTENZA DELL'INNOVAZIONE

Activforce 2 è una piattaforma brevettata per la misurazione della forza e dell'angolo di inclinazione. Si basa su tecnologie avanzate per raccogliere e rilevare dati obiettivi e in tempo reale, così da migliorare l'efficienza, incrementare la fidelizzazione della clientela e promuovere risultati migliori.

IL KIT ACTIVFORCE 2 COMPRENDE:

- Dispositivo con meccanismo di fissaggio progettato per supportare
- molteplici accessori
- Attacco morbido per maggior comfort nel caso di parti del corpo
- spigolose e ossute
- Attacco rotondo standard per test caratterizzati da maggiore forza
- Cinghe da polso e gamba per fissare il dispositivo durante i test
- Cintura di immobilizzazione per misurazioni con trazione ad elevata
- resistenza
- App iOS e Android progettate e testate con medici
- Custodia personalizzata per un facile trasporto



INTEGRATORI ALIMENTARI



®

www.msportid.com

INTEGRATORI ALIMENTARI

®

Gli integratori alimentari della Linea Topsis nascono con lo scopo di fornire supporto nutrizionale di alta qualità, a partire dal mantenimento o il ripristino dell'equilibrio delle normali funzioni organiche, fino all'ottimizzazione della prestazione atletica di alto livello.

Grazie al supporto della ricerca scientifica e alla selezione delle materie prime utilizzate, la linea TOPSIX garantisce l'efficacia di ogni suo prodotto.

Tutti gli integratori TOPSIX sono sottoposti a severi controlli microbiologici prima dell'immissione in commercio. Sono disponibili su richiesta le dichiarazioni anti-doping.

Integratori salini ◀

Carboidrati ◀

Energizzanti ◀

Proteine ◀

Barrette ◀

Orosolubili ◀

Omega 3 ◀

Accessori ◀



INTEGRATORI SALINI

I sali minerali e l'equilibrio delle loro concentrazioni rappresentano un aspetto fondamentale per il normale svolgimento delle funzioni dei tessuti, con particolare riguardo alla contrazione muscolare. In particolare, durante l'esercizio fisico prolungato in ambienti caldo-umidi, o in casi di carenze maturate nel tempo, il fabbisogno di elementi minerali può aumentare considerevolmente. Per questo gli integratori salini della linea TOPSIX apportano suddetti elementi per favorire in ogni condizione il mantenimento delle funzioni fisiologiche, con particolare riguardo all'aumentato fabbisogno indotto dall'esercizio fisico.

IPODRINK SPORT

Integratore di sali minerali alcalinizzati (sodio, potassio, cloro, magnesio) idrosolubile ad elevata concentrazione.

Carboidrati a diverso indice glicemico.

senza
glutine

Disponibili in confezioni da:

| | |
|------------------|---------|
| 22 g x 10 buste | TOP0131 |
| 22 g x 100 buste | TOP0132 |
| 220 g x 12 buste | TOP0130 |



CONCENTRAZIONE ELETTROLITI

| | |
|----------|-----------|
| Sodio | 502 meq/l |
| Potassio | 122 meq/l |
| Cloruri | 155 meq/l |

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | Per 100 g | Per 17 g (500 ml) | % RDA* |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Valore energetico | 348 Kcal 1484 kJ | 59,2 Kcal 252,3 kJ | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 76 g | 12,9 g | |
| di cui zuccheri | 34 g | 5,8 g | |
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | |
| Fibra | 0,7 g | 0,12 g | |
| Sodio | 1478 mg | 251 mg | |
| Potassio | 359 mg | 61 mg | |
| Cloruri | 453 mg | 77 mg | |
| Magnesio | 453 mg | 57 mg | 15 |
| Vitamina C | 142 mg | 24 mg | 30 |

*RDA= Razione Giornaliera Raccomandata

QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



MG FAST GEL

Integratore alimentare in Gel di magnesio, potassio, arginina e taurina, unico nel suo genere.

Disponibili in confezioni da:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 12 scatoline x 12 stick da ml 15 | TOP0062/E |
| 100 stick da ml 15 | TOP0062/A |



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | Per 100 ml | per 30 ml (2 stick pack) | % RDA* |
|-------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| Valore energetico | Kcal 140,1 kJ 585,4 | Kcal 42,0 kJ 175,6 | |
| Proteine (Nx6,25) | 4,147 g | 1,244 g | |
| Carboidrati | 28,563 g | 8,569 g | |
| di cui zuccheri | 28,563 g | 8,569 g | |
| Grassi | 1,024 g | 0,307 g | |
| di cui saturi | 0,472 g | 0,141 g | |
| Fibra | Assente | Assente | |
| Magnesio | 750 mg | 225 mg | 60% |
| Taurina | 1067 mg | 320 mg | |
| Arginina | 333 mg | 100 mg | |
| Sale | 0,135 g | 0,040 g | |

* RDA= Razione Giornaliera Raccomandata

QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |

TeamSport-ID

MG FAST

www.TeamSport-ID.com



MG FAST è un integratore alimentare in grado di apportare una quota supplementare di Magnesio, Potassio e Vitamina C utili in caso di ridotto apporto con la dieta o aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

Il Magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla normale funzione muscolare. Il Potassio contribuisce alla normale funzione muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna. La Vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Modalità d'uso

Sciogliere una bustina in un bicchiere d'acqua (100 ml). Assumere due bustine al giorno.

| | |
|--|----------------|
| Expo pieno con 9,2 g x 20 buste x 12 pz. | TOP0086 |
|--|----------------|

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | Per 100 g | Per 9,2 g (due bustine) | % VNR* |
|------------|-----------|-------------------------|--------|
| Magnesio | 1,223 g | 112,5 mg | 30 |
| Potassio | 6,522 g | 600 mg | 30 |
| Vitamina C | 1,304 g | 120 mg | 150 |

* VNR: percentuale di valore nutritivo di riferimento o (Re. UE n. 1169/2011)



CARBOIDRATI

I carboidrati rappresentano il principale combustibile durante l'attività fisica, specie se ad elevata intensità. La loro concentrazione nel sangue e nel muscolo è uno degli indici che maggiormente rispecchia la variazione nella capacità di prestazione. Per questo motivo l'apporto di carboidrati, prima, durante, e dopo una prestazione atletica, ha un ruolo determinante sia per la prestazione stessa, che per un successivo rapido recupero.

Tuttavia, i carboidrati si differenziano per caratteristiche e conseguenti effetti, ed è quindi opportuno sceglierne la fonte giusta e al momento giusto.

senza glutine

RIENERGY DRINK PLUS

®

Integratore alimentare in gel a base di carboidrati a diverso indice glicemico, caffeina (derivata da guaranà), sodio, taurina e vitamine B, B2 e B6.

Confezione da ml 70 x 30 pz.

TOP0085

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | Per 100 ml | Per porzione da 140 ml (2 confez. da 70 ml) |
|-------------------|--------------------|--|
| Valore energetico | 151 Kcal 640 kJ | 59,2 Kcal 252,3 kJ |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 8,0 g | 11,20 g |
| di cui zuccheri | 8,0 g | 11,20 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Sale (Sodio x 2) | 0,032 g | 0,045 g |
| Caffeina | 20 mg | 28 mg |
| Taurina | 87,5 mg | 122,5 mg |
| Inositolo | 50 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,500 mg | 50% VNR* |
| Vitamina B2 | 0,500 mg | 50% VNR* |
| Vitamina B6 | 0,500 mg | 50% VNR* |

QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



senza glutine

PRONTO ENERGY GEL

Alimento energetico in gel, ricco in carboidrati a diverso indice glicemico (malto destrine, glucosio e fruttosio).

Confezione da ml 30 x 50 pz. **TOP0004/P**

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | Per 30 ml | Per 100 ml |
| Valore energetico | 84 Kcal 357 kJ | 280 Kcal 1190 kJ |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 21 g | 70 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 70 g |
| Grassi | 0 g | 0g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Fibre alimentari | 0g | 0 g |
| Sodio | 0g | 0g |

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |

RE-KUPERA P.W.

Integratore alimentare con macronutrienti, quali carboidrati ed amminoacidi e micronutrienti quali vitamine, biotina, carnitina e Sali minerali alcalinizzati
g 30 x 40 buste **TOP0064**

senza glutine



| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | Per 60 g | Per 100 g | % VNR* |
| Valore energetico | 202 Kcal 746,5 kJ | 336,7 Kcal 1244,2 kJ | |
| Proteine | 2,16 g | 3,6 g | |
| Carboidrati | 43,5 g | 72,5 g | |
| Grassi (MCT) | 1,2 g | 2 g | |
| Sale | 750 mg | 1250 mg | |
| L-Leucina | 2,4 g | 4 g | |
| L-Isoleucina | 1,2 g | 2 g | |
| L-Valina | 1,2 g | 2 g | |
| L-Glutammina | 1,2 g | 2 g | |
| L-Carnitina | 120 mg | 200 mg | |
| Carnosina | 36 mg | 60 mg | |
| Fosfatidilserina | 6 mg | 10 mg | |
| Inositolo | 750 mg | 1250 mg | |
| Policosanoli | 6 mg | 10 mg | 23% |
| Calcio | 180 mg | 300 mg | 26% |
| Fosforo | 180 mg | 300 mg | |
| Potassio | 455 mg | 759 mg | 23% |
| Cromo | 10 mcg | 17 mcg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,96 mg | 1,6 mg | 87% |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 2 mg | 86% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 2,5mg | 107% |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg | 1,25 mcg | 30% |
| Vitamina PP | 13,5 mg | 22,5 mg | 84% |
| Acido Pantotenico | 4,88 mg | 8,1 mg | 81% |
| Folato | 150 mcg | 250 mcg | 75% |
| Vitamina C | 45,6 mg | 76 mg | 57% |
| Biotina | 120 mcg | 200 mcg | 240% |

* VNR: percentuale di valore nutritivo di riferimento o (Re. UE n. 1169/2011)

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



ENERGIZZANTI

La linea energizzante TopSix è formulata specificatamente per rafforzare il tono dell'organismo in condizioni di particolare debilitazione, stanchezza o stress, nonché per massimizzare l'attivazione fisica in vista di performance atletiche.

senza
glutine



DOUBLE CAFF

Integratore alimentare di vitamine del gruppo B con taurina, caffeina e carboidrati a media catena.

Modalità d'uso:

1 pack al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

Confezione da 60 ml x 50 pz.

TOP0076

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | per 100 ml | per 60 ml (1 dose) | % VNR* |
|--------------|------------|--------------------|--------|
| Caffeina | 288 mg | 170 mg | |
| Taurina | 300 mg | 180 mg | |
| Sodio | 150 mg | 90 mg | |
| Vitamina B1 | 1,83 mg | 1,1 mg | 100% |
| Niacina | 26,67 mg | 16 mg | 100% |
| Vitamina B8 | 2,33 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 4,17 µg | 2,5 µg | 100% |
| Acido folico | 333 µg | 200 µg | 100% |

* VNR: percentuale di valore nutritivo di riferimento o (Re. UE n. 1169/2011)

QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



PROTEINE

L'apporto proteico riveste un ruolo estremamente importante nel mantenimento dello stato di salute generale. Le proteine infatti rappresentano la 'materia prima' di tutti i tessuti, in primis di quello muscolare. Il loro fabbisogno incrementa in ogni condizione in cui vi sia un'aumentata degradazione proteica, come nel caso di stress ripetuti, tra cui l'esercizio fisico, specie se intenso. La linea TopSix propone una linea proteica di alta qualità, proposta sia sotto forma di normali proteine, che di amminoacidi (le unità che costituiscono le proteine stesse). L'uso di questi ultimi è suggerito in prossimità, o durante l'esercizio fisico, per ottenere un supporto proteico più facilmente digeribile e di pronta disponibilità.


WHEY PROTEIN

Integratore alimentare per sportivi a base di sieroproteine concentrate ad alto valore biologico ed a rilascio rapido.

Modalità d'uso

Versare 30 g, pari a 3 misurini di prodotto, in 150ml di acqua e mescolare fino a completo scioglimento dello stesso.

Barattolo da 900 g con misurino dosatore Gusto Cacao. **TOP0117**



RAZIONE PROTEICA COSÌ SUDDIVISA

| | |
|----------------------|--------|
| Caseina Macropeptide | 18,60% |
| Alfa lattoglobulina | 19,50% |
| Beta lattoglobulina | 58,90% |
| Lattoferrina | 1,80% |
| Albumine del siero | 4,10% |
| Immuno globuline G | 2,20% |

PROFILO AMINOACIDICO PER 100g

| | | | |
|------------------|--------|--------------|-------|
| Alanina | 3,4 g | Lisina | 6,5 g |
| Arginina | 1,9 g | Metionina | 1,3 g |
| Acido aspartico | 7,6 g | Fenilalanina | 2,3 g |
| Cisteina | 1,7 g | Prolina | 4 g |
| Acido glutammico | 12,2 g | Serina | 3,8 g |
| Glicina | 1,3 g | Treonina | 5,2 g |
| Istidina | 1,3 g | Triptofano | 1 g |
| Isoleucina | 4 g | Tirosina | 2,2 g |
| Leucina | 7,5 g | Valina | 4,1 g |

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | Per 30 g di prodotto | Per 100 g di prodotto |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Valore Energetico | 127 Kcal 537 KJ | 424 Kcal 1789 KJ |
| Grassi | 2 g | 7 g |
| di cui saturi | 1,8 g | 6,3 g |
| Carboidrati | 3 g | 10 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 9 g |
| Proteine | 24 g | 80 g |
| Sale | 0 mg | 0 mg |

QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



senza glutine



G.AMINOSIX KOMPRESS

Integratore alimentare di vitamine del gruppo B con taurina, caffeina e carboidrati a media catena.

Modalità d'uso:

1 pack al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.

| | |
|------------------------|---------|
| 90 compresse da 1,56 g | TOP0056 |
|------------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Per 30 g di prodotto | % VNR * |
| Valore energetico | 16,8 Kcal 71,2 KJ | |
| Proteine (Nx6,25) | 0 | |
| Carboidrati | 1,404 g | |
| Grassi | 0,048 g | |
| Vitamina B6 | 2,10 mg | 150% [®] |
| L-Leucina | 750 mg | |
| L-Isoleucina | 375 mg | |
| L-Glutammina | 375 mg | |
| L-Alanina | 750 mg | |
| L-Arginina | 375 mg | |
| L-Valina | 375 mg | |
| L-Taurina | 60 mg | |

* VNR: percentuale di valore nutritivo di riferimento o (Re. UE n. 1169/2011)

QUANDO UTILIZZARLO

| | PRIMA | DURANTE | DOPO |
|--|-------|---------|--------|
| | 2 ore | 1 ora | 30 min |
| | | 30 min | 1 ora |
| | | | 2 ore |

Team Sport-ID
www.TeamSport-ID.com



BARRETTE

Le barrette TopSix, accomunate dal delizioso gusto, presentano differenti formulazioni volte a supportare ogni tipo di esigenza nutrizionale, dall'apporto prevalente di carboidrati, a quello prevalentemente proteico per sportivi e non, fino alla barretta spezzafame composta da sola frutta secca ed elementi naturali.



ENERGY FORMULA BARRETTA ENERGETICA - GUSTO CAFFÈ

Barretta energetica ricca in carboidrati a diverso indice glicemico, particolarmente povera in grassi.

| | |
|----------------------------|---------|
| Confezione da 40pz. x 35 g | TOP0091 |
|----------------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | Per 100 g | Per 35 g |
| Valore energetico | 406 Kcal 1703 KJ | 142 Kcal 599 KJ |
| Grassi | 13,6 g | 4,8 g |
| di cui Saturi | 4,7 g | 1,6 g |
| Carboidrati | 50,7 g | 20,2 g |
| di cui Zuccheri | 35,8 g | 13,5 g |
| Proteine | 15,0 g | 5 g |
| Sale | 0,56 g | 0,20 g |

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|---|--------|-------|-------|
| PRIMA | | DURANTE | | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



PROTEIN COCCO E CACAO (33% PROTEINE)

Barretta proteica low sugar, ricoperta al gusto di cioccolato fondente ricoperta al gusto di cioccolato fondente.

| | |
|--------------------|---------|
| Expo 30 pz. x 45 g | TOP0089 |
|--------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | Per 100 g | Per porzione (1 barretta - 45gr) | |
| Valore energetico | 375 Kcal 1569 KJ | 169 Kcal 706 KJ | |
| Grassi | 17,2 g | 7,8 g | |
| di cui Saturi | 8 g | 3,6 g | |
| Carboidrati | 36,6 g | 16,4 g | |
| di cui Zuccheri | 1 g | 0,45 g | |
| Fibre | 0,4 g | 0,18 g | |
| Proteine | 32,7 g | 14,7 g | |
| Sale | 0,24 g | 0,11 g | |

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|---|--------|-------|-------|
| PRIMA | | DURANTE | | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |



PROTEIN CACAO [38% PROTEINE]

Barretta energetica ad alto contenuto proteico (38%) fortificata con l'aggiunta di extra leucina.

| | |
|--------------------|---------|
| Expo 30 pz. x 25 g | TOP0094 |
|--------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| | Per 100 g | Per porzione (2 barrette - 50gr) | %VNR * |
| Valore energetico | 399 Kcal 1682 KJ | 200 Kcal 841 KJ | |
| Grassi | 11 g | 5,5 g | |
| di cui acidi grassi | 2 g | 1,0 g | |
| Carboidrati | 37 g | 18,5 g | |
| di cui zuccheri | 37 g | 18,5 g | |
| Proteine | 38 g | 19 g | |
| Sale | 0,25 g | 0,13 g | |
| Tiamina | 1,3 mg | 0,66 mg | 60% |
| Niacina | 19 mg | 9,6 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,84 mg | 60% |

* VNR = Valore Nutrizionale Raccomandata.

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |
| | | | | | | |

TEAMSPORT-ID

www.team-sport-id.com



ENERGY FORMULA BARRETTA TECNICA GUSTO ALBICOCCA

Barretta energetica a base di riso soffiato ad elevato contenuto in carboidrati (80%) a diverso indice glicemico, amminoacidi a catena ramificata (BCAA), vitamina B6 e vitamina B12.

| | |
|--------------------|---------|
| Expo 30 pz. x 25 g | TOP0096 |
|--------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| | Per 100 g | Per porzione (2 barrette - 50gr) | %VNR * |
| Valore energetico | 236 Kcal 1105 KJ | 132 Kcal 553 KJ | |
| Grassi | 6,5 g | 3,3 g | |
| di cui acidi grassi | 5 g | 2,5 g | |
| Carboidrati | 70 g | 35 g | |
| di cui zuccheri | 45 g | 23 g | |
| Fibre | 6 g | 3 g | |
| Proteine | 3 g | 1,5 g | |
| Sale | 0,100 g | 0,05 mg | |
| Leucina | 736 mg | 368 mg | |
| Isoleucina | 368 mg | 184 mg | |
| Valina | 368 mg | 182 mg | |
| Tiamina | 0,84 mg | 0,42 mg | 38% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,60 mg | 46% |

* VNR = Valore Nutrizionale Raccomandata.

| QUANDO UTILIZZARLO | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|
| PRIMA | | | DURANTE | DOPO | | |
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |
| | | | | | | |



TOPSIX SNACK

Gustosa barretta ed un comodo supporto “rompi digiuno” per gli spuntini di metà mattina e pomeriggio. Con frutta secca, cereali e miele.

| | |
|--------------------|---------|
| Expo 30 pz. x 25 g | TOP0095 |
|--------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | Per 100 g | 1 porzione/1 bar 25g |
| Valore energetico | 468 Kcal 1953 KJ | 117 Kcal 488 KJ |
| Grassi | 26 g | 6,50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,70 g |
| Carboidrati | 42 g | 10,5 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 5,5 g |
| Fibre | 7 g | 1,75 g |
| Proteine | 13 g | 3,25 g |
| Sale | 0,030 g | 0,0175 g |



TOPSIX SNACK AI MIRTILLI ROSSI

Gustosa barretta “rompi digiuno” a base di semi, frutta secca e mirtilli rossi.

| | |
|--------------------|---------|
| Expo 30 pz. x 30 g | TOP0097 |
|--------------------|---------|

| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | Per 100 g | 1 porzione/1 bar 30g |
| Valore energetico | 487 Kcal 2033 KJ | 146 Kcal 610 KJ |
| Grassi | 28 g | 8,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1 g |
| Carboidrati | 45 g | 13,5 g |
| di cui zuccheri | 32 g | 9,6 g |
| Fibre | 5,6 g | 1,7 g |
| Proteine | 11 g | 3,3 g |
| Sale | 0,04 g | 0,01 g |



OROSOLUBILI

Pratici e sempre a portata di mano, gli integratori orosolubili a marchio TopSix sono studiati per reintegrare il fabbisogno di vitamine e Sali mancanti permettendo così un veloce recupero.

VITAMINA C

Integratore alimentare di Vitamina C in granulato orosolubile al gusto di arancia.

Modalità d'uso

Si consiglia l'assunzione di uno stick al termine di prestazioni fisiche strenue, o in condizioni di particolare affaticamento muscolare, assumendo 1 o 2 stick, a distanza di almeno un'ora l'uno dall'altro, direttamente in bocca o disciolto in acqua, preferibilmente lontano o subito prima dei pasti.

30 stick orosolubili da 3 g

TOP0108



QUANDO UTILIZZARLO

| PRIMA | | DURANTE | | DOPO | | |
|-------|-------|---------|---|--------|-------|-------|
| 2 ore | 1 ora | 30 min | - | 30 min | 1 ora | 2 ore |

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com





OMEGA 3

Mega 3 Omega è un integratore di acidi grassi omega-3 EPA e DHA. Questi acidi grassi sono detti essenziali poiché il nostro organismo non li produce e devono quindi essere assunti tramite la dieta. Inoltre negli ultimi anni, un gran numero di ricerche scientifiche hanno identificato un vasto spettro di benefici che questi nutrienti giocano nei confronti della salute. Ad esempio è molto conosciuto il loro ruolo positivo nei confronti della circolazione e delle patologie cardiovascolari, così come nella protezione del cervello e delle cellule nervose. Tuttavia sono stati descritti molti altri benefici, come la prevenzione delle infiammazioni, la protezione della pelle, la riduzione dell'ansia, degli stati depressivi e il miglioramento del sonno, fino anche ad un'azione di stimolo al metabolismo.

MEGA 3 OMEGA

Integratore con concentrato purissimo di acidi grassi Omega-3 EPA e DHA. A base di olio di pesce concentrato 70% di acidi grassi omega-3, gelatina alimentare, glicerolo, d-alfa tocoferolo.

Flacone in alluminio da 90 capsule

MEG0002/P

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

| | |
|---------------------------|------------------|
| Valore energetico | 10 Kcal 43 KJ |
| Proteine | 0,24 g |
| Proteine | 0,13 g |
| Carboidrati | 1 g |
| Grassi | |
| di cui | |
| Acidi grassi saturi | 0,6 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,16 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,76 g |
| di cui | |
| Omega-3 totali | 700 mg |
| EPA | 330 mg |
| DHA | 220 mg |
| Vitamina E naturale | 10 mg (83,3%RDA) |





ACCESSORI



THERMAL COVER PER BORRACCIA IN NEOPRENE

Il neoprene è un materiale tecnico ad alta resistenza. Utilizzato per le tute da sub per le sue caratteristiche di elasticità, resistenza a taglio, sfregamento, schiacciamento, invecchiamento atmosferico è isolante ed altamente performante.

Costituito da una schiuma di gomma con cellule gassose ha la capacità di mantenere fresco o caldo il recipiente che riveste.

| | |
|------------------------|---------|
| Bianca con logo Sixtus | TOP0200 |
| Tribe Arancio | TOP0201 |
| Tribe Azzurro | TOP0202 |

TEAMSPOORT-ID[®]

www.TeamSport-iD.com



AGILDRINK

Borraccia da polso

Permette di avere a portata di mano una giusta riserva di integrazione liquida per chiunque pratici sport e per chi ha necessità di reidratarsi in movimento.

- Tappo push-pull;
- Contiene 165 ml di acqua o di qualsiasi altro integratore alimentare liquido e/o idrosolubile;
- Fabbricata in HDPE (polipropilene ad alta densità) per alimenti

| | |
|-------------------------------|---------|
| Confezione da 2 pz. Sixtus.it | ZZZ0630 |
| Confezione da 2 pz. Topsix | ZZZ0631 |



BORRACCIA NO-CONTACT 1 L.

Borraccia igienica dotata di un tappo innovativo che consente di bere senza contatto con la bocca ed evitare le contaminazioni. Ideale per la condivisione tra compagni di squadra.

Informazioni Tecniche: Capacità: 1 Litro.

Indicazioni d'uso:

- Poggiare il mento sulla parte ricurva del tappo
- Piegare la testa indietro in modo da inclinare la borraccia
- Stringere leggermente la borraccia per far fuoriuscire il contenuto.

Trasporto: Non è presente un sistema di ritenzione dell'acqua. Per evitare perdite, raccomandiamo di non mettere la borraccia in orizzontale nella borsa ma di usare il cestello portaborracce.

1L

TOP0029/T

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



IGIENIZZANTI E DPI

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-iD.com



*IGIENIZZANTI
E ARTICOLI DI
PROTEZIONE®*

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

IGIENIZZANTI



DETERSPORT

Gel igienizzante mani

Non richiede l'utilizzo dell'acqua.

| | |
|--------|---------|
| 500 ml | PHA0051 |
| 250 ml | PHA0052 |



DETERSPORT STRONG

Gel igienizzante mani Alcool superiore al 70%

Non richiede l'utilizzo dell'acqua.

| | |
|--------|-----------|
| 100 ml | PHA0053 |
| 500 ml | PHA0051/S |

Disponibile anche tanica da 5 litri

| | |
|-----|---------|
| 5 L | PHA0054 |
|-----|---------|

DISINFETTANTI

| | |
|---|---------|
| Bluvir Disinfettante Spray No Gas 100 ml (Presidio MC Reg.19804) | PHA0031 |
|---|---------|

TAMPONI

(su richiesta)





PIANTANA DISPENSER

Piantana porta-dispenser per gel igienizzante

Base: 33x33 cm

Altezza: 124 cm

PHA0310

TeamSport®-iD

www.TeamSport-iD.com



RIFRAXSAN

Disinfettante detergente

RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante destinato all'impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ che Gram-), micobatteri, funghi, spore e virus. Può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione.

Si impiega in ambito sanitario-assistenziale, alimentare e civile per la disinfezione quotidiana di arredi, mobili, sanitari, vetrate, attrezzature di cucina e superfici in genere. Solo per uso professionale.

- ▶ Diluizione: Efficace al 100% (tal quale)
- ▶ Tempo di contatto: 15 minuti
- ▶ Dotazione: 1 dosatore spray ogni 6 pz.

750 ml

PHA0028

ARTICOLI DI PROTEZIONE



VISIERA PROTETTIVA

Visiera protettiva in Policarbonato con montatura ad incastro

Visiera in Policarbonato - Spessore visiera: 0.250 Mm

Montatura: PSU

La confezione comprende 1 montatura + 12 visiere che coprono naso occhi e bocca, ha un doppio rivestimento protettivo ed è dotata di un'eccellente trasparenza.

| | |
|--------------|-----------|
| Taglia unica | PHA0120/E |
|--------------|-----------|

CE DM Classe I — NON STERILE



VISIERA PROTETTIVA - 250 µM

Visiera protettiva in policarbonato 250 µm

Utilizzate per proteggere gli occhi e le mucose dell'utilizzatore da spruzzi di liquidi. Testata in conformità alla norma UNI EN 166:2004

| | |
|--------------|-----------|
| Taglia unica | PHA0122/E |
|--------------|-----------|

CE DM Classe I — NON STERILE



OCCHIALE PROTETTIVO CON AMPIA LENTE MONOLITICA FRONTALE

Occhiale protettivo a stanghette caratterizzato da un'ampia lente monolitica frontale che protegge sia lateralmente che inferiormente. Realizzato in policarbonato. Adatto per essere indossato anche sopra ad occhiali da vista.

Visiera: Policarbonato - Spessore visiera: 0.250 Mm

Montatura: PSU

| | |
|--------------|-----------|
| Taglia unica | PHA0125/E |
|--------------|-----------|



FFP2 NR - FILTRANTE BLU

| | |
|----------|-----------|
| 50 pezzi | PHA0015/B |
|----------|-----------|



FFP2 NR - FILTRANTE FUCSIA

| | |
|----------|------------|
| 10 pezzi | PHA0018/FX |
|----------|------------|



FFP2 NR - FILTRANTE BIANCA/NERA

| | |
|----------|------------|
| 30 pezzi | PHA0015/BC |
|----------|------------|

TeamSport®-iD
www.TeamSport-iD.com



CHIRURGICA - PURPLE/CELESTE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| con elastico x 50 pezzi - Tipo II R | PHA0013/P |
|-------------------------------------|-----------|



CHIRURGICA - FUCSIA

| | |
|-------------------------------------|------------|
| con elastico x 50 pezzi - Tipo II R | PHA0013/DP |
|-------------------------------------|------------|